



BENESSERE IN MOVIMENTO
CATALOGO PRODOTTI
2024

AVIS
SPORT, HEALTH AND COMFORT

AUSILI ORTOPEDICI PER LA PREVENZIONE E LA RIABILITAZIONE

Pavis

BENESSERE IN MOVIMENTO
CATALOGO PRODOTTI
2024



I prodotti PAVIS sono Conformi al Regolamento (UE) 2017/745 riguardante i DISPOSITIVI MEDICI di classe 1.
Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001, ISO 13485



**SPONSOR TECNICO
CLINICA MOBILE**

PAVIS S.p.A.
Via G. Rossini, 11/B
21020 Buguggiate (VA) - Italy

Tel. +39 0332 45 54 63
Fax +39 0332 45 97 48

info@pavis.it
ordini@pavis.it

PEC: pavispec@certimprese.it

www.pavis.it



PAVIS È DINAMICITÀ

"Continuare a cercare innovazione, unire creatività, essere versatili, poter fare una cosa e allo stesso tempo pensarne o produrne un'altra, avere la capacità di differenziarsi dagli altri o più semplicemente essere dinamici, **questa è la forza di PAVIS.**"

COMFORT E INNOVAZIONE

Salvaguardare e migliorare la qualità della vita è da oltre 50 anni lo scopo dell'azienda.

PAVIS propone soluzioni innovative ed efficaci con una vasta gamma di ausili ortopedici sia per la prevenzione che per la riabilitazione, offrendo l'opportunità di vivere una vita attiva, di qualità.

PAVIS è un'azienda innovativa a livello nazionale ed internazionale nel settore degli articoli ortopedici e di contenzione addominale. La capacità acquisita nella creazione di tessuti di elevato standard tecnico / qualitativo, si è evoluta nel tempo e continua con la ricerca e lo sviluppo di materiali e tecnologie sempre più innovative.

PRIORITÀ AL BENESSERE

PAVIS è un'organizzazione molto integrata: dalla ricerca e sviluppo, alla tessitura, alla produzione, fino alla commercializzazione e al servizio clienti.

Cotone, tessuti anallergici a contatto con la pelle, funzionalità, efficacia e comfort sono i cavalli di battaglia di ricerca sviluppo e produzione con un'unica priorità: il benessere e la qualità della vita dell'utilizzatore finale dei prodotti.

Pavis



PAVIS DA OLTRE 50 ANNI

Nasce alla fine degli anni sessanta dopo una lunga esperienza maturata nel campo tessile nel settore della maglieria e tessitura di qualità.

Inizialmente concentra la sua produzione nella contenzione addominale e si distingue sul mercato proponendo il primo slip per la contenzione dell'ernia inguinale.

Nel corso degli anni amplia sempre più la sua gamma di prodotti con fasce addominali, post-operatorie, cinture lombari e corsetti.

Alla fine degli anni novanta, dopo un'attenta ricerca di mercato, sviluppa una nuova linea di tutori per le articolazioni con nuovi materiali e tecnologie brevettate, con cui inizia la distribuzione in Canada per tutto il Nord America e instaura collaborazioni commerciali in alcuni paesi europei.

Nel 2004 si trasforma in SPA.

Nel 2013 sviluppa una nuova linea di presidi sportivi con marchio REVENGE.

Attualmente la gamma Pavis è composta da diverse tipologie di dispositivi medici, che vengono proposti in diversi settori:

- Ortopedico
- Medicina Generale (*presidi di contenzione addominale e cinture lombari - slip, boxer e guaine erniare*)
- Chirurgia Estetica
- Geriatria
- Sport

Negli ultimi decenni PAVIS ha ampliato la sua offerta proponendosi come distributore esclusivo sul mercato italiano della linea ORTHIA.





PAVIS VA DAL FILO AL PRODOTTO FINITO

Il vero punto di forza della produzione PAVIS è rappresentato dai suoi tessuti.

L'AIRFLEX, elastico, di alta qualità, poliestensivo, in puro cotone, antiallergico, capace di perfetta traspirazione e massima tollerabilità.

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

IL COTONE CHE RESPIRA

PAVIS si è evoluta poi nella creazione di un altro particolare tessuto accoppiato, definito dallo slogan "**il cotone che respira**" e che caratterizza tutta la linea tutori.

La parte interna è costituita da un soffice velluto di cotone, estremamente confortevole al tatto, che assicura comfort e libera traspirazione per tutta la giornata, anche durante la pratica di qualsiasi attività sportiva.

La parte esterna risulta essere uno speciale tessuto velcrale morbido, elastico e rigido, completamente traspirante.

Caratteristiche fondamentali:
morbidezza, traspirazione, adattabilità
e utilizzo di sistemi di micro-regolazione.



PAVIS

RICERCA E SVILUPPO

PAVIS porta avanti la ricerca e lo sviluppo di tessuti sempre più tecnici e all'avanguardia come AIRGENIX, che presenta caratteristiche tecniche di antibattericità, leggerezza, comfort ed elevata tollerabilità.

Hitech
TISSUE
ANTIBATTERICO

AirGenix
ANTIBACTERIAL FABRIC



100%
Traspirante



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico

Di grande importanza anche i trattamenti tecnologicamente avanzati, come SANITIZED, per garantire al prodotto qualità di igienicità, traspirazione e leggerezza unici nel settore.




L'innovativo tessuto TWO FEEL è un esclusivo tessuto a DOPPIO STRATO creato da PAVIS che garantisce il comfort del cotone 100% sulla pelle, massima traspirazione, unitamente ad una perfetta vestibilità.

two
FEEL
Pavis Technology System

DOUBLE
LAYER
TISSUE
COTTON
ON THE SKIN

La perfetta vestibilità è garantita sia dalla caratteristica di elasticità multidirezionale che contraddistingue i tessuti PAVIS, sia dalla presenza di un filato in poliammide nel lato esterno che dona quella "scivolosità" che permette agli abiti di non aderire.





PAVIS

PENSA ALL'UTILIZZATORE FINALE

PAVIS è dinamica, molto attenta al mercato per meglio soddisfare le molteplici necessità di prevenzione e riabilitazione dell'utilizzatore.

PAVIS è innovativa e guarda al futuro, anticipando i bisogni dei consumatori, utilizzando tecniche di costruzione e materiali unici alla ricerca del massimo comfort e benessere.

PAVIS è altamente competitiva: offre prodotti di qualità superiore, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La filosofia PAVIS è:
“produrre qualcosa di ‘speciale’
che soddisfi l’utilizzatore, ne stimoli la fiducia
nonché la fedeltà”.





INDICE

LINEA COLLO E SPALLA	10
LINEA MANO BRACCIO POLSO	18
LINEA SCHIENA	28
LINEA ADDOME TORACE	42
LINEA ERNIA E CONTENZIONE	54
LINEA GAMBA E GINOCCHIO	68
LINEA CAVIGLIA	78
LINEA ESTETICA	84
LINEA BABY	92
LINEA GERIATRIA	98
LINEA POSTURA	106
LINEA SONNO	114
LINEA SPORT	120

Pavis

LEGENDA COLORI

- BIANCO
- CREMA
- NUDO
- AZZURRO
- GRIGIO MELANGE
- GRIGIO SCURO
- NERO
- BLU



**LINEA
COLLO E SPALLA**

FAVIS®
SPORT, HEALTH AND COMFORT



collo
spalla

ART. 401

COLLARE CERVICALE MORBIDO




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Chiusura a velcro ® regolabile
 - Rinforzo in plastica removibile
 - Disponibile in diverse altezze (7-9) per vestire le diverse dimensioni del collo
- Confortevole:
- In schiuma di poliuretano di media intensità traspirante
- Igienico:
- 100% cotone in contatto con la pelle
 - Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie muscolo-scheletriche: cervicalgic, cervicoartrosi, processi degenerativi dei dischi vertebrali, nevralgia cervico-brachiale
- Patologie traumatiche: contratture, stiramenti del tratto cervicale da colpo di frusta



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
	I	II	III	IV	V
(CM)	23-28	28-34	34-40	40-46	46-52

ALTEZZE DISPONIBILI: 7 / 9

COLORI ●

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 400

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Chiusura a velcro ® regolabile
 - Disponibile in diverse altezze (7-9) per vestire le diverse dimensioni del collo
- Confortevole:
- In schiuma di poliuretano di media intensità traspirante
- Igienico:
- 100% cotone in contatto con la pelle
 - Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie muscolo-scheletriche: cervicalgic, cervicoartrosi lieve, processi degenerativi dei dischi vertebrali di grado lieve
- Patologie traumatiche: contratture, stiramenti del tratto cervicale da colpo di frusta



TAGLIA	S=BABY	M	L	XL	XXL
	I	II	III	IV	V
(CM)	23-28	28-34	34-40	40-46	46-52

ALTEZZE DISPONIBILI: 7 / 9

COLORI ●

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 405

REGGIBRACCIO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Tirante intorno alla spalla regolabile
 - La tasca per l'avambraccio è ampia e modulabile in altezza
 - Facile da usare:
 - Ambidestro
 - Confortevole:
 - Tessuto imbottito e traspirante
 - Cinghia dotata di imbottitura protettiva

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: post-trauma spalla e gomito, ingessature
- Patologie neuro-degenerative: braccio pendulo da lesione del plesso brachiale, rottura traumatica del capo lungo del bicipite, artrosi gleno-omerale in fase acuta



TAGLIA	S=BABY	M	L	XL
(CM)	25 - 31	31 - 37	37 - 43	43 - 49

AMBIDESTRO

COLORI



100%
Traspirante



ART. 406

IMMOBILIZZATORE DI BRACCIO E SPALLA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Lunghezze dei tiranti regolabili e personalizzabili secondo le esigenze
 - Fascia toracica per bloccare il braccio, in tessuto morbido
 - Tasca per l'avambraccio larga e regolabile
 - Facile da usare:
 - Completamente apribile (facile da indossare)
 - Ambidestro
 - Confortevole:
 - Traspirante

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: fratture prossimali dell'omero, lussazioni gleno-omerali, contusioni o distorsioni della spalla o del gomito
- Patologie neuro-degenerative: sostegno della spalla in caso di lesioni del plesso brachiale o emiplegia
- Post-chirurgia: dopo interventi per fratture prossimali dell'omero, riparazione del tendine distale del bicipite, per instabilità articolazione gleno-omerale



TAGLIA	M	L	XL
(CM)	< 90	90-105	> 105

AMBIDESTRO

COLORI



100%
Traspirante



ART. 407

TUTORE FUNZIONALE DI SPALLA

Fig. B



Fig. A



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Esclusivo sistema di cinture di fissaggio regolabili (vedi Fig. A) che agiscono dal basso verso l'alto per sostenere il braccio e assicurare che la testa omerale resti posizionata nella cavità glenoidea (per evitare sublussazioni e lussazioni anteriori)
- Il silicone nella parte interna, intorno al braccio, assicura un effetto antiscivolo e di tenuta
- Fascia addizionale di contenimento per contrastare la lussazione anteriore (vedi Fig. B) - il suo utilizzo è opzionale

Confortevole:

- Leggero
- Traspirante
- Tessuto elastico a quattro direzioni
- Tessuto che scivola sotto i vestiti

Igienico:

- 100% cotone a contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: lussazione e sublussazione di spalla recidivanti
- Patologie neuro-degenerative: artrosi, processi degenerativi della spalla, spalla neurologica
- Post-chirurgia: esiti di interventi per instabilità articolazione gleno-omerale, arthroscopia di spalla, esiti di interventi per lussazione di spalla
- Prevenzione: per prevenire lussazioni/sublussazioni o instabilità di spalla sia nello sportivo che nella pratica quotidiana, trattamento conservativo della spalla neurologica



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	24 - 28	28 - 32	32 - 36	36 - 40	40 - 44

DESTRO E SINISTRO

COLORI

DOUBLE LAYER TISSUE COTTON ON THE SKIN	 Pavis Technology System	 100% Traspirante	 Tessuto elastico	
--	-----------------------------	----------------------	----------------------	--

ART. 410

IMMOBILIZZATORE DI SPALLA CON ABDUZIONE DA 10° A 15°



Fig. A



Fig. B




Fig. C



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Lunghezze dei tiranti regolabili e personalizzabili secondo le esigenze
- Tasca con gancio di posizionamento per il pollice regolabile (vedi Fig. A)
- Dotato di due anelli, sul torace e sulla schiena, per la congiunzione dei tiranti e per un'equilibrata distribuzione delle forze di tensione (vedi Fig. B)
- Esclusiva fibbia magnetica a chiusura automatica per il tirante regolabile intorno alla vita (vedi Fig. C)
- Dotato di una pallina ovale in poliuretano per la ginnastica riabilitativa che aiuta a stimolare la circolazione sanguinea

Facile da usare:

- Completamente apribile (facile da indossare) - Ambidestro - Solo due misure

Confortevole:

- Morbido tessuto "3D Spacer" traspirante per garantire il massimo comfort
- Dotato di cuscinetti di protezione sotto gli anelli sul torace, sulla schiena, e sotto la fascia della spalla, in tessuto 3D spacer

collo
spalla

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: fratture del trocrite omerale, fratture stabili della glena in trattamento conservativo, lesioni di Bankart, lussazioni o sublussazioni (stabili e non stabili)
- Patologie neuro-degenerative: processi degenerativi a carico dell'articolazione della spalla
- Post-chirurgia: nella ricostruzione della cuffia dei rotatori, nella stabilizzazione dell'articolazione post lussazione, iniziale trattamento



TAGLIA (CM)	REGULAR < 38	EXTRA > 38
----------------	-----------------	---------------

AMBIDESTRO

COLORI



3D Spacer



100%
Traspirante



ART. 576

RADDRIZZASPALLE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Sistema di incrocio di fasce sulla parte dorsale per esercitare un'azione di spinta in corrispondenza delle spalle e costringere ad una posizione eretta
 - La chiusura a velcro ® anteriore, sull'addome, permette una facile regolazione e personalizzazione
 - Confortevole:
 - Tessuto elastico, cuscinetti di protezione sotto le ascelle
 - Traspirante
- Si consiglia comunque di Indossarlo sopra ad una maglietta*

INDICAZIONI

- Patologie posturali: cattivi vizi posturali (chiusura anteriore delle spalle), ipercifosi
- Attività sportiva/quotidiana: utile nello yoga/ sollevamento pesi per un corretto allineamento della colonna vertebrale e delle spalle e ridurre il rischio di tensioni o lesioni e ottimizzando la dinamica del movimento

Dettaglio dell'incrocio delle fasce sulla parte dorsale



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70-76	76-82	82-88	88-96	96-102	102-110

COLORI



100%
Traspirante



ART. 577

IMMOBILIZZATORE DI CLAVICOLA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Sistema a incrocio a 8 per tirare indietro le spalle
- Chiusura a velcro regolabile sulla parte dorsale
- Confortevole:
 - Cuscinetti di protezione sotto le ascelle
 - Traspirante

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: trattamento conservativo delle fratture composte della clavicola, lussazione/sublussazione dell'articolazione acromion-claveare
- Post-chirurgia: a seguito di intervento in fratture della clavicola scomposte



TAGLIA	S	M	L
(CM)	65 - 85	85 - 105	105 - 125

COLORI



100%
Traspirante





collo
spalla

A dramatic, low-key photograph of a man and a woman dancing. The woman, with curly hair, is in the foreground, her body angled away from the camera. She wears a dark blue top and matching shorts. Her right arm is raised, holding a long, flowing blue fabric that trails off the frame. The man's head is visible in the lower-left, looking up at her. The background is dark and out of focus.

LINEA
MANO, BRACCIO E POLSO



mano
braccio
polso

ART. 032

POLSIERA ELASTICA REGOLABILE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Innovativo sistema a doppia chiusura a velcro brevettato da Pavis per un sostegno progressivo e personalizzabile
- Facile da usare:
- Facile da indossare e regolare
- Completamente apribile
- Ambidestro
- Confortevole:
- Traspirante
- Igienico:
- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: traumi del polso lievi (tendiniti, borsiti, distorsioni)
- Fase riabilitativa: infiammazioni articolari e tendinee
- Scopo preventivo: prevenzione nelle distorsioni e nei traumi del polso



TAGLIA	S=BABY	REGULAR	EXTRA
(CM)	10 - 14	14 - 24	22 - 34

LUNGHEZZA: 6,5 CM

COLORI



ART. 030

POLSIERA ELASTICA SEMPLICE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Ampia chiusura a velcro
- Facile da usare:
- Facile da indossare e regolare
- Completamente apribile
- Ambidestro
- Confortevole:
- Traspirante
- Igienico:
- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: traumi del polso lievi (tendiniti, borsiti, distorsioni)
- Fase riabilitativa: infiammazioni articolari e tendinee
- Scopo preventivo: prevenzione di distorsioni e dei traumi del polso

TAGLIA UNICA

LUNGHEZZA: 8 CM

COLORI



ART. 035

IMMOBILIZZATORE DEL POLLICE

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

Sistema Rizofix brevettato:

- Il sistema a rondella scorrevole consente al medico o al paziente di posizionare il pollice nella posizione desiderata (antalgica o post chirurgica)

Facile da usare:

- Completamente apribile

- Ambidestro

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- Morbido velluto 100% cotone a contatto della pelle



INDICAZIONI

- Patologie degenerative: rizoartrosi
- Patologie traumatiche: distorsioni, fratture carpo /metacarpo, lesioni dei tendini flessori e/o estensori del pollice, contusioni da schiacciamento, lesione di Stener (pollice dello sciatore), frattura di Bennet
- Patologie infiammatorie: morbo di De Quervain o altre tendiniti del pollice
- Post-operatorio: esiti di interventi per lesioni articolari e legamentose
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" sia durante le attività quotidiane che durante il riposo notturno



TAGLIA	SMALL	REGULAR	EXTRA
(CM)	13 - 19	19 - 24	24 - 30

AMBIDESTRO

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



RIZOFIX
SYSTEM

100%
Traspirante



mano
braccio
polso

RIZOFIX SYSTEM

- Innovativo sistema di immobilizzo del pollice brevettato a livello internazionale
- Completamente personalizzabile
- Agisce internamente al pollice lasciando libera la parte dorsale

1.

Comodo appoggio per il pollice con cuscinetto in silicone e chiusura a velcro regolabile



2.

Nuovo sistema semplificato:

- Si sblocca girando la rotella
- Si adatta alla mano e si posiziona (Ambidestro)
- Si sceglie il grado di inclinazione del pollice
- Si blocca girando la rotella nel verso opposto

ART. 037

IMMOBILIZZATORE DI POLLICE E POLSO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Sistema di chiusura a doppia banda, per personalizzare il tutore alle dimensioni della mano e del braccio
- Chiusura a velcro intorno al pollice
- 3 aste modellabili a freddo ed estraibili per rendere il tutore completamente personalizzabile secondo le esigenze e il grado di immobilizzo desiderato
- Ulteriore asta esterna, velcrata, da posizionare e regolare in corrispondenza del pollice per evitarne la flessione

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- Morbido velluto 100% cotone a contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni del polso, lesioni dei tendini flessori ed estensori, fratture/distorsioni del pollice
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti, morbo di De Quervain, Tunnel carpale
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post-traumatico / post-chirurgico / post ingessatura (anche notturno)



TAGLIA	S=BABY	REGULAR	EXTRA
(CM)	10 - 14	14 - 20	20 - 26

DESTRO E SINISTRO / LUNGHEZZA: 23 CM

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 036

IMMOBILIZZATORE DEL POLSO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Sistema di chiusura a doppia banda, per personalizzare il tutore alle dimensioni della mano e del braccio
- 3 aste modellabili a freddo ed estraibili per rendere il tutore completamente personalizzabile secondo le esigenze e il grado di immobilizzo desiderato

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- Morbido velluto 100% cotone a contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: traumi contusivi/distorsioni del polso, lesione dei tendini flessori ed estensori
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post-traumatico / post-chirurgico / post ingessatura (anche notturno)



TAGLIA	S=BABY	REGULAR	EXTRA
(CM)	10 - 14	14 - 20	20 - 26

DESTRO E SINISTRO / LUNGHEZZA: 21 CM

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 135

IMMOBILIZZATORE DI POLLICE SEMPLICE




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Due aste in alluminio modellabili per bloccare il pollice
 - Le aste sono removibili per consentire al paziente di adattare il supporto alle diverse fasi della riabilitazione
- Facile da usare:
- Completamente apribile
 - Facile da indossare
- Confortevole e Igienico:
- 100% morbido velluto di cotone in contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie infiammatorie/degenerative: infiammazione della guaina tendinea del pollice, artrosi/artrite del pollice, dolore del pollice
- Patologie traumatiche: traumi distorsivi del primo dito, in esiti di fratture, post immobilizzazione gessata o lussazioni/sublussazioni del pollice
- Scopo preventivo: instabilità dell'articolazione trapezio-metacarpale, limitazione del movimento del pollice allo scopo di ridurre il dolore funzionale e l'infiammazione, nel post-intervento



TAGLIA	S	M	L
(CM)	< 16	16 - 22	22 - 25

DESTRO E SINISTRO

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 136

RHIZOLASTICFIX IMMOBILIZZATORE DI POLLICE




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Guantino con sistema di chiusura a velcro sul polso e intorno al pollice
 - Due aste in alluminio modellabili per bloccare il pollice
 - Il tirante elastico supplementare passa intorno al pollice per garantire un maggior blocco dell'articolazione
- Facile da usare:
- Completamente apribile - Facile da indossare
- Confortevole e Igienico:
- Tessuto traspirante e antibatterico AIRGENIX per il massimo comfort e prevenire i cattivi odori
 - La sua caratteristica di elasticità le permette di adattarsi perfettamente sulla mano del paziente

INDICAZIONI

- Patologie infiammatorie/degenerative: infiammazione della guaina tendinea del pollice, artrosi/artrite del pollice, dolore del pollice
- Patologie traumatiche: sublussazioni del pollice o in esiti distorsivi del primo dito
- Scopo preventivo: lieve/moderata instabilità del pollice, limitazione del movimento del pollice riducendo gli attacchi infiammatori e quindi il dolore funzionale



TAGLIA	S	M	L
(CM)	14 - 17	17 - 21	21 - 25

DESTRO E SINISTRO

COLORI

AirGenix
traspirante e antibatterico



100%
Traspirante



mano
braccio
polso

ART. 131

P-FIX LONG POLSIERA STECCATA LUNGA




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- 3 stecche di forma anatomico, modellabili e removibili, per adattarsi a tutti, garantiscono l'immobilizzazione del polso, riducendo i tempi di recupero e migliorano il comfort
- 4 cinghie per regolare la chiusura in base alla dimensione dell'avambraccio del paziente, garantendo la circolazione sanguigna e migliorare il comfort
- Tutore totalmente apribile per indossarlo facilmente anche in caso di polsi doloranti o appena operati
- Tessuto antibatterico AIRGENIX per migliorare igiene, comfort e traspirabilità

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: fratture distali ulnari o radiali, distorsioni del polso, lesioni dei tendini flessori ed estensori
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post-traumatico / post-chirurgico / post ingessatura



TAGLIA	S	M	L
(CM)	15 - 17	17 - 21	21 - 25

DESTRO E SINISTRO / LUNGHEZZA: 28 CM

COLORI

--	--	--	--	--	--	--

ART. 132

P-FIX + LONG POLSIERA STECCATA LUNGA CON SUPPORTO POLLICE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- 4 stecche di forma anatomico, modellabili e removibili, per adattarsi a tutti, garantiscono l'immobilizzazione del polso e del pollice, riducendo i tempi di recupero e migliorano il comfort
- 5 cinghie per regolare la chiusura in base alla dimensione dell'avambraccio del paziente, garantendo la circolazione sanguigna e migliorare il comfort
- Tutore totalmente apribile per indossarlo facilmente anche in caso di polsi doloranti o appena operati;
- Tessuto antibatterico AIRGENIX per migliorare igiene, comfort e traspirabilità

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: fratture distali ulnari o radiali, distorsioni del polso, lesioni dei tendini flessori ed estensori, fratture/distorsioni del pollice
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post traumatico o post-chirurgico / post ingessatura



ART. 133

P-FIX POLSIERA STECCATA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- 3 stecche di forma anatomica, modellabili e removibili, per adattarsi a tutti, garantiscono l'immobilizzazione del polso, riducendo i tempi di recupero e migliorano il comfort
- 3 cinghie per regolare la chiusura in base alla dimensione dell'avambraccio del paziente, garantendo la circolazione sanguigna e migliorare il comfort
- Tutore totalmente apribile per indossarlo facilmente anche in caso di polsi doloranti o appena operati
- Tessuto antibatterico AIRGENIX per migliorare igiene, comfort e traspirabilità

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: traumi contusivi/distorsioni del polso, lesione dei tendini flessori ed estensori
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti, Tunnel carpale
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post-traumatico / post-chirurgico / post ingessatura (anche notturno)



TAGLIA	S	M	L
(CM)	15 - 17	17 - 21	21 - 25

DESTRO E SINISTRO / LUNGHEZZA: 22 CM

COLORI



100%
Traspirante



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico

ART. 134

P-FIX + POLSIERA STECCATA CON SUPPORTO POLLICE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- 4 stecche di forma anatomica, modellabili e removibili, per adattarsi a tutti, garantiscono l'immobilizzazione del polso e del pollice, riducendo i tempi di recupero e migliorano il comfort
- 4 cinghie per regolare la chiusura in base alla dimensione dell'avambraccio del paziente, garantendo la circolazione sanguigna e migliorare il comfort
- Tutore totalmente apribile per indossarlo facilmente anche in caso di polsi doloranti o appena operati
- Tessuto antibatterico AIRGENIX per migliorare igiene, comfort e traspirabilità.

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni del polso, lesioni dei tendini flessori ed estensori, fratture/distorsioni del pollice
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti, morbo di De Quervain
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post-traumatico / post-chirurgico / post ingessatura (anche notturno)



mano
braccio
polso

DESTRO E SINISTRO / LUNGHEZZA: 22 CM					#133	#134

ART. 039
**FASCIA
PER EPICONDILITE**



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Cuscinetto pressore anti-epicondilite "a doppia onda" per un effetto antalgico e preventivo
- Sistema a doppia chiusura a velcro per personalizzare la tensione desiderata

Facile da usare:

- Ambidestro
- Completamente apribile e regolabile

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- 100% morbido velluto di cotone in contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie infiammatorie: epicondilite mediale e/o laterale, epitrocleite, tendinopatie
- Scopo preventivo: per ridurre il rischio di recidive di processi infiammatori durante l'attività sportiva e/o lavorativa quotidiana



TAGLIA	REGULAR	EXTRA
(CM)	22 - 32	30 - 45

COLORI	●
--------	---

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 038
**GOMITIERA
CON PRESSORE**



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Cuscinetto pressore anti-epicondilite "a doppia onda" per un effetto antalgico e preventivo
- Cinturino con chiusura a velcro per personalizzare la tensione desiderata
- Supporto tubolare con tessuto antipiega sulla parte del gomito

Facile da usare:

- Ambidestro
- Utilizzabile anche senza pressore

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- 100% morbido velluto di cotone in contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie degenerative: versamenti e/o tumefazioni articolari da artrosi
- Patologie infiammatorie: epicondilite mediale e/o laterale, epitrocleite, tendinopatie, borsite, versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o malattia reumatica olecranica
- Scopo preventivo: durante l'attività sportiva e/o lavorativa quotidiana per ridurre il rischio di recidive di lussazione del gomito e di infiammazioni



TAGLIA	S	M	L	XL
(CM)	21 - 24	24 - 28	28 - 32	32 - 36

AMBIDESTRO

COLORI	●
--------	---

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 138

IMMOBILIZZATORE DI GOMITO



Fig. A

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Due aste in alluminio, rigide, laterali per bloccare il braccio e impedire il movimento del gomito
- Chiusure a velcro ® regolabili per adattare il tutore alla dimensione del braccio e dell'avambraccio
- Chiusura a velcro ® per fissaggio sul pollice, regolabile (Fig. A)

Facile da usare:

- Completamente apribile

Confortevole:

- Leggero, morbido e traspirante

Igienico:

- Lavabile

mano
braccio
polso

INDICAZIONI

- Fase post traumatica: immobilizzazione a seguito di interventi di osteosintesi, o interventi sulle parti molli del gomito, ferite, o dopo una lussazione, contusione, distorsione



TAGLIA	XS	S	M	L	XL
(CM)	< 30	30 - 34	34 - 36	36 - 38	> 38

DESTRO E SINISTRO

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE






**LINEA
SCHIENA**



schiene



ART. 549

FASCIA LOMBARE SELF-CARE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Chiusura a doppia banda per una facile regolazione ed una perfetta vestibilità
- 4 aste automodellanti inserite nella struttura elastica, nella zona lombare per dare supporto
- Due tiranti supplementari si incrociano tra loro nella parte lombare per incrementare l'azione compressiva e il sostegno
- Facile da usare:
 - Completamente apribile
 - Taschina per aiutare il posizionamento della fascia sull'addome e facilitare la chiusura
- Confortevole:
 - Leggero e traspirante
- Igienico:
 - 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: sciatica, lombalgia
- Scopo preventivo: aiuta a prevenire e/o ridurre gli stati dolorosi durante l'attività quotidiana o sportiva dando un modesto sostegno al tratto lombo sacrale



schiene

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	65 - 75	75 - 85	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	> 125

ALTEZZA: 27 CM

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante




Ottima
vestibilità



ART. 550

CORSETTO SELF-CARE +



Tiranti elasticici
amovibili

Stecche
estraibili



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

L'unico corsetto 2 in 1 con tiranti elastici supplementari:

- Può essere usato con i tiranti per una maggiore distribuzione del carico e maggiore sostegno oppure senza per avere un valido supporto per la vita quotidiana
 - I tiranti supplementari sono elastici e regolabili (anche nell'altezza) per una distribuzione precisa ed omogenea della spinta sulle aste di supporto secondo le necessità
 - Le aste nella parte posteriore sono estraibili per dare la possibilità al paziente di modulare il sostegno nella zona lombare
- Confortevole e igienico:
- Realizzato in tessuto 3D SPACER, resistente, morbido, leggero che si adatta perfettamente all'anatomia del paziente
 - Il tessuto AIRGENIX di cui è composto, è di altissima qualità con caratteristiche di antibattericità, igienicità e traspirabilità

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, artrosi lombosacrale di grado medio lieve; contratture muscolari lombosacrali
- Patologie traumatiche: trauma distrattivo e/o contusivo del rachide lombosacrale
- Post-chirurgia: post-intervento di ernie discali
- Scopo preventivo: in casi di recidiva di affezioni dolorose al rachide lombare o in esiti di fratture discali saldate



TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	> 130

ALTEZZA: 25 CM

COLORI

**Hitech
TISSUE**
ANTIBATTERICO

AirGenix
Tecnologia 3D



3D Spacer



100%
Traspirante



Ottima
vestibilità



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico





schiene



ART. 553

CORSETTO ORTHO-E h. 21 cm



- Il numero dei tiranti variano in base all'altezza del corsetto (per distribuire la compressione in diversi punti della parte dorsale)
- Il tessuto nella parte paravertebrale è rigido per assicurare la massima stabilità della colonna
- Le aste posteriori sono removibili per dare la possibilità di modulare il grado di sostegno secondo le necessità e ai differenti momenti della fase di riabilitazione

Confortevole e igienico:

- Chiusura frontale semplice (con taschino frontale e prese a mezza luna) per facilitare il sistema di indossaggio anche alle persone anziane
- L'innovativo tessuto antibatterico AIRGENIX, assicura la massima igiene, comfort, freschezza, traspirazione e previene la formazione di cattivi odori

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale



TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	> 130

COLORI



ART. 553

CORSETTO ORTHO-E h. 28 cm



Sistema di tiraggio delle bande semplificato



Stecche estraibili posteriori

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, discopatie, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale, osteolisi lieve
- Post-chirurgia: post-intervento di ernie discali, post decompressione posteriore



Hitech
TISSUE
ANTIBATTERICO

AirGenix
ANTIBACTERIAL FABRIC



100%
Traspirante




Ottima
vestibilità



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico



#553 h. 21



#553 h. 28

ART. 553

CORSETTO ORTHO-E h. 33 cm



- Il numero dei tiranti variano in base all'altezza del corsetto (per distribuire la compressione in diversi punti della parte dorsale)
 - Il tessuto nella parte paravertebrale è rigido per assicurare la massima stabilità della colonna
 - Le aste posteriori sono removibili per dare la possibilità di modulare il grado di sostegno secondo le necessità e ai differenti momenti della fase di riabilitazione
- Confortevole e igienico:
- Chiusura frontale semplice (con taschino frontale e prese a mezza luna) per facilitare il sistema di indossaggio anche alle persone anziane
 - L'innovativo tessuto antibatterico AIRGENIX, assicura la massima igiene, comfort, freschezza, traspirazione e previene la formazione di cattivi odori

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative:
lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, discopatie, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale, osteolisi lieve
- Post-chirurgia: post-intervento di ernie discali, post decompressione posteriore

ART. 553

CORSETTO ORTHO-E h. 38 cm



Sistema di tiraggio delle bande semplificato



Stecche estraibili posteriori

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, discopatie, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale, osteolisi lieve
- Post-chirurgia: post-intervento di ernie discali, post decompressione posteriore



TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	> 130

COLORI



Hitech
TISSUE
ANTIBATTERICO

AirGenix
TECHNOLOGY



100%
Traspirante



Ottima
vestibilità



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico



#553 h. 33



#553 h. 38

ART. 554

CORSETTO DORSO-LOMBO-SACRALE MODULARE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Supporto dorso lombo sacrale rinforzato (2 aste in alluminio removibili sui paravertebrali + 2 laterali + 2 frontali)
 - Tessuto semirigido lungo tutta la zona paravertebrale per evitare la migrazione delle stecche e garantire un efficace supporto
 - Spallacci con sistema di incrocio modulare posteriore per portare efficientemente all'indietro le spalle
 - 4 fasce supplementari elastiche lombari per regolare la tensione in base alle necessità
- Facile da usare:
- Chiusura frontale semplificata (con taschino frontale e prese a mezza luna) per facilitare il sistema di indossaggio anche alle persone anziane
- Confortevole:
- Design sottile nell'area scapolare per migliorare il comfort
 - Gli spallacci sono anatomici e rivestiti in morbido tessuto AIRGENIX, antibatterico, igienico, traspirante, previene la formazione di cattivi odori

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: osteoporosi, osteomalacia, osteolisi di grado moderato; dorsalgie-lombalgie, dorso curvo
- Post-trauma: dopo trauma del tratto dorso-lombare-sacrale con tenuta uniforme del bacino
- Post-chirurgia: in esiti stabilizzati di vertebroplastiche, citoplastiche, discectomia



TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	> 130

ALTEZZA: 60 CM

COLORI ● ●

**Hitech
TISSUE**
ANTIBATTERICO
AirGenix
DURATISSIMO E ANTIBATTERICO



100%
Traspirante



Previene
i cattivi odori



Resistente




Antibatterico




TECNOLOGIA LUMBLOCK

La Tecnologia Lumblock di Pavis conferisce ai corsetti lombosacrali tutto il comfort di una cintura elastica leggera insieme all'efficacia di un corsetto semirigido, permettendo di assistere il paziente nelle diverse fasi evolutive della malattia.


AZIONE





si attiva il sistema elastico di tiraggio delle bande semplificato,
che andrà a supportare l'area lombo-sacrale



REAZIONE



è l'effetto che si manifesta non appena vengono tirate le bande,
provocando l'immobilizzo dell'area lombo-sacrale



I tiranti sono formati da strisce di tessuto elastico che permettono di regolare l'effetto del tiraggio intorno all'area lombare, in base alle caratteristiche fisiche del paziente.

Il sistema incrociato delle strisce elastiche, permette l'immobilizzo della regione lombo-sacrale e si regola facilmente grazie al sistema di chiusura con velcro.

schiene



Disponibile anche nella versione
con Pannello Termoformabile,
utile per effettuare le correzioni posturali.
Facilmente estraibile e riposizionabile.

#572 / 574 - H. 32 CM

#582 / 584 - H. 27 CM

ART. 572

CORSETTO LOMBO-SACRALE ALTO



- Design anatomico per dare sostegno al distretto dorso/ lombo /sacrale
- Esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio progressivo, brevettato, per regolare il grado di immobilizzo
- 6 tiranti a velcro regolabili, per aumentare e regolare il grado di tensione in tre diverse aree posteriori (dorsale/lombare/ sacrale) per adattarlo alla conformità fisica del paziente e alla necessità medica

Facile da usare:

- Dotato di fori sui tiranti per inserire il pollice e facilitare il sistema di chiusura e regolazione anche per quei pazienti che non hanno abbastanza forza nelle mani (pazienti anziani o con problemi neurologici)

Confortevole e igienico:

- Tessuto traspirante
- Morbido cotone in contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, discopatie, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale, osteolisi lieve, spondilolisi e spondilolistesi di primo grado, osteoporosi di grado lieve/moderato
- Post-chirurgia: post-intervento di ernie discali, post decompressione posteriore, post cifoplastica, verteboplastica o stabilizzazione del tratto lombare, post-intervento per fratture e cedimenti vertebrali



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	> 130

ALTEZZA: 572 - 32 CM / 582 - 27 CM

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 582

CORSETTO LOMBO-SACRALE BASSO



- Design anatomico per dare sostegno al distretto dorso/ lombo /sacrale
- Esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio progressivo, brevettato, per regolare il grado di immobilizzo
- 4 tiranti a velcro regolabili, per aumentare e regolare il grado di tensione in tre diverse aree posteriori (dorsale/lombare/ sacrale) per adattarlo alla conformità fisica del paziente e alla necessità medica

Facile da usare:

- Dotato di fori sui tiranti per inserire il pollice e facilitare il sistema di chiusura e regolazione anche per quei pazienti che non hanno abbastanza forza nelle mani (pazienti anziani o con problemi neurologici)

Confortevole e igienico:

- Tessuto traspirante
- Morbido cotone in contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, discopatie, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale, osteolisi lieve, spondilolisi e spondilolistesi di primo grado, osteoporosi di grado lieve/moderato
- Post-chirurgia: post-intervento di ernie discali, post decompressione posteriore, post cifoplastica, verteboplastica o stabilizzazione del tratto lombare, post-intervento per fratture e cedimenti vertebrali



ART. 574

CORSETTO LOMBO-SACRALE ALTO CON PANNELLO TERMOFORMABILE



- Design anatomico per dare sostegno al distretto dorso/lorbo/sacrile
- Esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio progressivo, brevettato, per regolare il grado di immobilizzo
- 6 tiranti a velcro regolabili, per aumentare e regolare il grado di tensione in tre diverse aree posteriori (dorsale/lorbare/ sacrile) per adattarlo alla conformità fisica del paziente e alla necessità medica
- Pannello termoformabile rimovibile per fornire un supporto lombo sacrale rigido (se e quando necessario)

Facile da usare:

- Dotato di fori sui tiranti per inserire il pollice e facilitare il sistema di chiusura e regolazione anche per quei pazienti che non hanno abbastanza forza nelle mani (pazienti anziani o con problemi neurologici)

Confortevole e igienico:

- Tessuto traspirante
- Morbido cotone in contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, discopatie, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale, osteolisi lieve, spondilolisi e spondilolistesi di primo grado, osteoporosi di grado lieve/moderato
- Post-chirurgia: post-intervento di ernie discali, post decompressione posteriore, post cifoplastica, vertebroplastica o stabilizzazione del tratto lombare, post-intervento per fratture e cedimenti vertebrali



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	> 130

ALTEZZA: 574 - 32 CM / 584 - 27 CM

COLORI



100%
COTONE
SULLA PELLE

100%
Traspirante

ART. 584

CORSETTO LOMBO-SACRALE BASSO CON PANNELLO TERMOFORMABILE



- Design anatomico per dare sostegno al distretto dorso/ lombo /sacrile
- Esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio progressivo, brevettato, per regolare il grado di immobilizzo
- 4 tiranti a velcro regolabili, per aumentare e regolare il grado di tensione in tre diverse aree posteriori (dorsale/lorbare /sacrile) per adattarlo alla conformità fisica del paziente e alla necessità medica
- Pannello termoformabile rimovibile per fornire un supporto lombo sacrale rigido (se e quando necessario)

Facile da usare:

- Dotato di fori sui tiranti per inserire il pollice e facilitare il sistema di chiusura e regolazione anche per quei pazienti che non hanno abbastanza forza nelle mani (pazienti anziani o con problemi neurologici)

Confortevole e igienico:

- Tessuto traspirante
- Morbido cotone in contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie dolorose infiammatorie/degenerative: lombalgie e/o lombosciatalgia acuta o cronica, discopatie, spondiloartrosi di grado moderato, contratture muscolari paravertebrali, tendinopatie lombosacrali, protrusioni discali, ipo o iper-cifosi sacrale, osteolisi lieve, spondilolisi e spondilolistesi di primo grado, osteoporosi di grado lieve/moderato
- Post-intervento: post-intervento di ernie discali, post decompressione posteriore, post cifoplastica, vertebroplastica o stabilizzazione del tratto lombare, post-intervento per fratture e cedimenti vertebrali







schiene

ART. 579

STOD CORRETTORE DI POSTURA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Il nostro "Supporto Tecnico Ortopedico Dinamico" si adatta a TUTTI
- I due spallacci si incrociano nella parte posteriore all'interno di un passante in velcro che può essere regolato in base all'altezza dell'utilizzatore
- Per garantire la massima efficacia, indipendentemente dalla fisionomia del paziente, sono possibili due diverse posizioni di chiusura delle bande: (Fig. A o B)
- La lunghezza della banda addominale può essere tagliata con le forbici: (Fig. C)
- Per ottimizzare il comfort viene fornito con due paia di spallacci di larghezza differente: (Fig. D)
- Traspirante e antibatterico grazie all'esclusivo tessuto AIRGENIX di Pavis



INDICAZIONI

- Patologie posturali: posture scorrette, cattive abitudini posturali causa di dolori lombari e/o cervicali, sindrome del mal allineamento posturale, dorso curvo (non strutturato)
- Scopo preventivo: coadiuvante nelle dorsalgie posturali



ALTEZZA: 40 CM

TAGLIA (CM)	S 75 - 95	M 95 - 115	L 115 - 135
----------------	--------------	---------------	----------------

COLORI

AirGenix.
Tessuto tecnologico



3D Spacer



100%
Traspirante



Antibatterico





schiene

A black and white photograph of a man and a woman in athletic wear. The man is shirtless, showing his muscular torso, and the woman is wearing a sports bra and shorts. They are posing close together, suggesting a sense of intimacy or teamwork.

**LINEA
ADDOME TORACE**



addome
torace

FASCE ADDOMINALI							
ART.	TESSUTO	ELASTICITA' DEL TESSUTO	MODELLO	ALTEZZA (CM)	TAGLIE	CHIUSURA	COLORI
800	"MILLERIGHE"	UNA DIREZIONE	DRITTO	27	7	SINGOLA	BIANCO
810	ELASTICO	UNA DIREZIONE	DRITTO	27	1	DOPPIA	BIANCO
674	PAVIS AIRFLEX	MULTI DIREZIONE	ANATOMICO	27	6	DOPPIA	BIANCO / GRIGIO
675	PAVIS AIRFLEX	MULTI DIREZIONE	DRITTO	18 / 24 / 30	6	SINGOLA / DOPPIA	BIANCO / GRIGIO
1675	AIRGENIX ANTIBATTERICO	MULTI DIREZIONE	DRITTO	24	6	DOPPIA	NERO
676	TWO FEEL (doppio strato)	MULTI DIREZIONE	ANATOMICO	27	6	SINGOLA	BIANCO CREMA NERO
679	TWO FEEL (doppio strato)	MULTI DIREZIONE	ANATOMICO	27	6	DOPPIA	NERO CREMA

ART. 800

FASCIA ADDOMINALE MILLERIGHE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Ampia chiusura frontale in velcro per regolare la tensione desiderata

Facile da usare:

- Completamente aperta
- Chiusura frontale singola - per un facile fissaggio
- UNISEX
- Si adatta perfettamente a tutte le fisionomie, sia maschile sia femminile

Confortevole:

- Tessuto molto elastico e traspirante

Igienico:

- Tessuto lavabile

INDICAZIONI

- Scopo adiuvante: nella contenzione addominale



addome
torace

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	> 130

ALTEZZA: 27 CM

COLORI



ART. 810

FASCIA ADDOMINALE MONOMISURA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Tessuto grippante su tutta la superficie per permettere la chiusura in qualsiasi punto: MISURA UNICA
- Chiusura frontale a due bande, regolabili – per consentire una regolazione corretta, progressiva e confortevole, e adattarsi perfettamente alla conformazione fisica del paziente. Sia maschile sia femminile
- Taschina per aiutare il posizionamento della fascia sull'addome e facilitare la chiusura e la regolazione delle bande

Facile da usare:

- Completamente aperta
- Misura UNICA
- UNISEX

Confortevole:

- Tessuto traspirante

INDICAZIONI

- Post-chirurgia addominale
- Post-parto
- Scopo adiuvante: nella contenzione addominale

TAGLIA UNICA (DISPONIBILE SU RICHIESTA UNA MISURA EXTRA)

ALTEZZA: 27 CM

COLORI



100%
Traspirante



ART. 674

FASCIA ADDOMINALE ANATOMICA

ART. 675

FASCIA ADDOMINALE UNISEX



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Chiusura frontale a due bande, regolabili – per consentire una regolazione corretta, progressiva e confortevole, e adattarsi perfettamente alla conformazione fisica del paziente. Sia maschile sia femminile
- Due aste leggere nella parte dorsale per evitare l'arricciamento della fascia e dare un lieve supporto

Facile da usare:

- Completamente aperta
- Taschina per aiutare il posizionamento della fascia sull'addome e facilitare la chiusura e la regolazione delle bande
- UNISEX

Confortevole:

- Morbido ed esclusivo tessuto elastico poliestensivo in cotone al 100% a contatto della pelle
- Traspirante e anallergico

INDICAZIONI

- Post-chirurgia addominale
- Post-parto
- Scopo adiuvante: nella contenzione addominale
- L'ALTEZZA 18 CM È INDICATA COME FASCIA AD UNICA BANDA



addome
torace



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 82	82 - 94	94 - 105	105 - 117	117 - 130	130 - 150

ALTEZZA: 18 / 24 / 30 CM (ART. 675) / 27 CM (ART. 674)

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante
(nel colore bianco)



ART. 1674

FASCIA ADDOMINALE ANATOMICA BATTERIOSTATICA

ART. 1675

FASCIA ADDOMINALE BATTERIOSTATICA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Chiusura frontale a due bande, regolabili – per consentire una regolazione corretta, progressiva e confortevole, e adattarsi perfettamente alla conformazione fisica del paziente. Sia maschile sia femminile
- Due aste leggere nella parte dorsale per evitare l'arricciamento della fascia e dare un lieve supporto

Facile da usare:

- Completamente aperta
- Taschina per aiutare il posizionamento della fascia sull'addome e facilitare la chiusura e la regolazione delle bande
- Nuovo davantino elastico per migliorare la stabilità e la durata nel tempo
- UNISEX

Confortevole:

- Esclusivo tessuto elastico ANTIBATTERICO
- Traspirante

INDICAZIONI

- Post-chirurgia addominale
- Post-parto
- Scopo adiuvante: nella contenzione addominale



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 82	82 - 94	94 - 105	105 - 117	117 - 130	130 - 150

ALTEZZA: 24 / 30 CM (ART. 1675) / 27 CM (ART. 1674)

COLORI

--	--	--	--	--



addome
torace

ART. 676

FASCIA ADDOMINALE A BANDA UNICA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Ampia chiusura frontale in velcro per regolare la tensione desiderata
- Due aste leggere nella parte dorsale per evitare l'arricciamento della fascia e dare un lieve supporto
- Facile da usare:
 - Completamente aperta
 - Si adatta perfettamente a tutte le fisionomie, sia maschile sia femminile
 - UNISEX
- Confortevole:
 - L'innovativo tessuto poliestensivo TWOFEEL a doppio strato, 100% cotone a contatto con la pelle e filato poliammide esterno (che favorire una perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla sua caratteristica di "scivolosità")
 - Traspirante e anallergico

INDICAZIONI

- Post-chirurgia addominale
- Post-parto
- Scopo adiuvante: nella contenzione addominale



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70-82	82-94	94-105	105-117	117 - 130	130 - 150

ALTEZZA: 27 CM

COLORI

**DOUBLE
LAYER
TISSUE**
COTTON
ON THE SKIN

two
FEEL
Pavis Technology System



100%
Traspirante



Tessuto
elastico

ART. 679

FASCIA ADDOMINALE DOPPIA CHIUSURA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Chiusura frontale a due bande, regolabili – per consentire una regolazione corretta, progressiva e confortevole, e adattarsi perfettamente alla conformazione fisica del paziente. Sia maschile sia femminile
- Due aste leggere nella parte dorsale per evitare l'arricciamento della fascia e dare un lieve supporto
- Facile da usare:
 - Completamente aperta
 - Taschina per aiutare il posizionamento della fascia sull'addome e facilitare la chiusura e la regolazione delle bande
 - UNISEX
- Confortevole:
 - L'innovativo tessuto poliestensivo TWOFEEL a doppio strato, 100% cotone a contatto con la pelle e filato poliammide esterno (che favorire una perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla sua caratteristica di "scivolosità")
 - Traspirante e anallergico

INDICAZIONI

- Post-chirurgia addominale
- Post-parto
- Scopo adiuvante: nella contenzione addominale



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70-82	82-94	94-105	105-117	117 - 130	130 - 150

ALTEZZA: 27 CM

COLORI

**DOUBLE
LAYER
TISSUE**
COTTON
ON THE SKIN

two
FEEL
Pavis Technology System



100%
Traspirante



Tessuto
elastico

ART. 685

FASCIA PER ERNIA OMBELICALE E ADDOMINALE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Dotata di un cuscinetto semirigido e largo per ridurre l'ernia (addominale /ombelicale)
- Ampia superficie interna di velcro morbido per posizionare il cuscinetto compressivo su tutto l'addome (non solo sull'ombelico)
- Ampia chiusura frontale per regolare la tensione desiderata

Facile da usare:

- Completamente aperta
- UNISEX

Confortevole:

- Morbido ed esclusivo tessuto elastico poliestensivo in cotone al 100% a contatto della pelle (incluso il cuscinetto)
- Traspirante e anallergico

INDICAZIONI

- Scopo adiuvante: nella contenzione dell'ernia ombelicale, nella contenzione addominale



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 82	82 - 94	94 - 105	105 - 117	117 - 130	130 - 150

ALTEZZA: 18 CM

COLORI



**art. RCMB685
CUSCINETTO DI RICAMBIO**



addome
torace

100% COTONE SULLA PELLE		100% Traspirante	
---	--	---------------------	--

ART. 677

FASCIA SLIP APRIBILE UNISEX



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Fascia postoperatoria a forma di slip con pannello frontale per aumentare la forza di contenzione della parte addominale
- Sistema di chiusura a tre bande (con passaggio perineale) per aiutare l'indossaggio e la chiusura nel caso di pazienti allattati

Facile da usare:

- Completamente aperta
- Si adatta perfettamente a tutte le fisionomie, sia maschile sia femminile
- UNISEX

Confortevole:

- Morbido ed esclusivo tessuto elastico poliestensivo in cotone al 100% a contatto della pelle
- Traspirante e anallergico

INDICAZIONI

- Scopo adiuvante: nella contenzione degli abbassamenti addominali
- Post-chirurgia addominale



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	70-82	82-94	94-105	105-117	117-130

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 811

FASCIA TORACICA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Due bande frontali sovrapposte e regolabili per consentire una chiusura corretta, progressiva e confortevole indipendentemente dalla forma del paziente
- La parte sotto l'ascella è anatomicamente sagomata per massimizzare il comfort e la compressione sulla parte superiore del torace


- Due bretelle elastiche regolabili con velcro per stabilizzare la cintura ed evitare che si pieghi

Facile da usare:

- Unisex
- Completamente aperta
- Tessuto grippante su tutta la superficie per permettere la chiusura in qualsiasi punto

INDICAZIONI

- Post-chirurgia: toracica e/o cardiaca
- Post trauma: incrinatura o frattura delle costole
- Scopo adiuvante: nel limitare l'espansione della gabbia toracica quando occorre



TAGLIA	S	M	L
(CM)	75 - 95	95 - 115	115 - 140

COLORI



100%
Traspirante

ART. 678

FASCIA PER COLOSTOMIA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Compressione regolabile, omogenea e costante per sostenere l'addome e per prevenire la formazione di ernie stomali

Facile da usare:

- Completamente aperta
- Pannello frontale sostituibile (venduti anche separatamente)
- Foro per colostomia di 7 cm di diametro (personalizzabile fino a 11 cm), decentrato, per adattare la fascia a qualsiasi necessità
- Copri sacchetto in cotone, elastico e ultraleggero
- Unisex

Confortevole:

- Morbido ed esclusivo tessuto elastico poliestensivo in cotone al 100% a contatto della pelle

Igienico:

- Ipoallergenico
- Pannello in tessuto Antibatterico

INDICAZIONI

- Post-chirurgia: colostomia, ureterostomia, ileostomia



art. RCMB678
PANNELLO DI RICAMBIO

Pannello in tessuto Antibatterico

AirGenix.
ANTIBACTERIAL FABRIC



addome
torace

TAGLIA	S	M	L
(CM)	75 - 90	90 - 115	115 - 135

ALTEZZA: 22 CM

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



Antibatterico



**LINEA
ERNIA E CONTENZIONE**




ernia e
contenzione

GLI SLIP ERNIARI PAVIS

PER LA CONTENZIONE E RIDUZIONE DELLE ERNIE INGUINALI
O COME POST OPERATORIO ADDOMINALE.

- Lo slip è composto interamente di puro cotone, che consente un'ottima traspirazione e non dà origine a fenomeni allergici.
- L'ottima vestibilità del modello permette la massima libertà di movimento.
- La distribuzione delle forze elastiche e le finiture dello slip, sono state particolarmente curate al fine di non esercitare dannose ostruzioni circolatorie.
- Con estrema facilità si possono inserire gli speciali cuscinetti PAVIS indispensabile complemento nei casi in cui si richieda una contenzione più decisa.


DOPPIA AZIONE



- A.** Le frecce indicano come l'azione elastica dello slip AGISCE DAL BASSO VERSO L'ALTO DETERMINANDO COSÌ NON SOLO CONTENZIONE MA ANCHE "SOSPENSIONE" DELLA MASSA VISCIERALE.
B. Sospensorio in maglia elastica di cotone, esercita le sue funzioni di sostegno nel massimo comfort, consentendo una facile ed ampia apertura.
C. Un leggero tessuto elastico ne completa la vestibilità, senza esercitare inutili pressioni sulle parti non interessate.



- A.** Zona di massima contenzione, con strisce di rinforzo che ne aumentano l'azione nelle zone interessate.
B. Arco pubico libera dalla zona di contenzione i genitali.



Taschina in puro cotone elastico, posta all'interno dello slip, in cui si possono inserire e posizionare gli appositi cuscinetti PAVIS.

RISULTATI DELLE ESPERIENZE CLINICHE EFFETTUATE

CONTENZIONE DELL'ERNIA INGUINALE

Le diverse applicazioni effettuate dimostrano che il prodotto in esame è da ritenersi idoneo e affidabile nella contenzione delle ernie inguinale dell'uomo. Va inoltre detto che per le sue peculiari caratteristiche di adattabilità e morbidezza, è da ritenersi preferibile alle tradizionali protesi, che hanno la tendenza a traumatizzare le parti interessate, principalmente a causa della stessa natura rigida dei materiali componenti.

POSTOPERATI D'ERNIA

Nei diversi controlli effettuati su pazienti a cui è stato applicato lo slip, risulta evidente la valida azione di contenimento a livello inguino-addominale e relativa diminuzione della spinta viscerale, nelle parti interessate da interventi chirurgici, ciò favorisce una più rapida e sicura convalescenza diminuendo il rischio di eventuali recidive.

Nella totalità dei casi si è inoltre notato un notevole miglioramento della sindrome dolorosa dell'operato, nelle prime deambulazioni. Si considera pertanto lo slip come valido ausilio in seguito a interventi interessanti la zona inguino-addominale specialmente in soggetti con lassità muscolo-aponeurotica.

È IMPORTANTE SAPERE CHE GLI SLIP ERNIARI VENGONO PRODOTTI IN DUE DIFFERENTI VERSIONI, UNA A CONSISTENZA ELASTICA SOSTENUTA, L'ALTRA PIÙ MORBIDA.

È QUINDI NECESSARIO FARE UNA BUONA VALUTAZIONE NELLA SCELTA DEL TIPO PIÙ ADATTO AD OGNI SINGOLO CASO. SI TRATTI DI CONTENERE UN'ERNIA INGUINALE RIDUCIBILE, CON L'AUSILIO DI APPOSITI CUSCINETTI MOBILI, O DI RISOLVERE QUEI CASI IN CUI SI RENDESSA NECESSARIO ESERCITARE UNA MODERATA SPINTA DI SOSTEGNO A PROTEZIONE DI ERNIE MENO PRONUNCiate OPPURE A SALVAGUARDIA DI TALI ZONE, SE SONO STATE INTERESSATE DA INTERVENTI CHIRURGICI.

TABELLA GUIDA ALTEZZA / VESTIBILITÀ

La seguente tabella vi aiuta nella scelta più appropriata dello slip, tenendo conto delle differenti caratteristiche addominali qui evidenziate. Essa è da ritenersi puramente indicativa, in quanto solo con la prova si è certi di determinare l'altezza a voi più adatta o la tensione elastica più appropriata.

		TABELLA GUIDA ALTEZZE / VESTIBILITÀ		
		ALTEZZA SUP.	BASSO	MEDIO
FISIONOMIA ADDOME	ADDOME PIATTO			
	PANCIA ALTA			
PANCIA BASSA				
	ALTO			

COME SI CALZA

- Indossarlo a diretto contatto della pelle.
- Posizionare la parte posteriore dello slip più in alto della parte anteriore, in modo che la tensione esercitata dallo stesso avvenga in diagonale dal basso verso l'alto.
- Lavate lo slip con molta frequenza, il lavaggio non solo non lo danneggia, ma ne rinnova l'elasticità. Si consiglia un lavaggio delicato a bassa temperatura.

TABELLA RIASSUNTIVA

LINEA ERNIA E CONTENZIONE						
TENSIONE	ART.	TIPOLOGIA	ALTEZZA SUP	TESSUTO	PREDISPOSIZIONE CUSCINETTI ERNIA	COLORI
LEGGERA	610	SLIP	BASSA	COTONE	X	GRIGIO / NERO
	611	SLIP	BASSA	MICROFIBRA	X	NERO
	1673	GUAINA	MEDIA	MICROFIBRA		NERO
	609	SLIP	ALTA	COTONE	X	GRIGIO / NERO
	641	SLIP	ALTA	COTONE		BIANCO
MEDIA	555B	BOXER	BASSA	ARGENIX	X	NERO
	656	SLIP	MEDIA	ARGENIX	X	NERO
	653	SLIP	MEDIA	COTONE	X	AZZURRO
	673	SLIP	MEDIA	COTONE		NERO / CREMA
	655	BOXER	ALTA	ARGENIX	X	NERO
FORTE	618	ONTO	BASSA	COTONE	X	CREMA
	623	CINTO	BASSA	COTONE	X	CREMA
	650	SLIP	BASSA	COTONE	X	BIANCO / AZZURRO / NERO
	651	SLIP	MEDIA	COTONE	X	BIANCO / AZZURRO / NERO
	672	GUAINA	MEDIA	COTONE	X	NERO / CREMA
	652	SLIP	ALTA	COTONE	X	BIANCO / AZZURRO / NERO
	648	SLIP	ALTA	COTONE	X	BIANCO / CREMA
	671	GUAINA	ALTA	COTONE		NERO / CREMA

art. OT6 CUSCINETTO ERNIARIO - DX o SX

Accessorio per la contenzione dell'ernia inguinale, da inserire all'interno degli Slip o cinti Erniari

Disponibile in due versioni destro o sinistro.

UTILIZZABILI ALL'INTERNO DEI DISPOSITIVI ERNIARI
PREDISPOSTI DELLE APPOSITE TASCHE:

- **ERNIABLOCK**
- **SERVOCLIN**
- **ERNIABOXER**
- **ERNIABLOCK LADY**



ART. 611

SLIP YOUNG UOMO



Cuscinetto
Erniario
non incluso



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Il design giovanile e accurato (la vita bassa e l'ampia sgambatura) per una perfetta vestibilità e favorisce la libertà di movimento e lo rende particolarmente adatto per un utilizzo sportivo e dinamico
- È dotato di taschine interne per l'inserimento dei cuscinetti opzionali (art. OT6)
- FACILE DA USARE (come un normale indumento intimo), confortevole e 100% traspirante
- Il tessuto in microfibra garantisce un supporto efficace ma leggero

INDICAZIONI

- Pre e Post-chirurgico: post interventi di ernia inguinale e per prevenire recidive
- Scopo preventivo/coadiuvante: come prevenzione durante la pratica sportiva e l'attività lavorativa



ernia e
contenzione

TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	70 - 77	77 - 85	85 - 93	93 - 105	105 - 120

COLORI	●
--------	---

100% Traspirante	Tessuto Microfibra

ART. 609-610

SLIP SERVOCLIN 609 ALTO - 610 BASSO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Caratterizzati da un'azione di contenzione leggera, ma efficace
- Particolarmente adatti per un utilizzo pre e post intervento sono dotati di taschine interne per l'inserimento dei cuscinetti opzionali (art. OT6)
- Struttura interna rinforzata con tiranti sottocoscia
- Confortevole:
 - Va indossato direttamente a contatto della pelle
 - L'ampia sgambatura favorisce la libertà di movimento
 - Dotati di apertura al tassello
 - Lo stesso modello è disponibile in due versioni a seconda dell'altezza sull'addome: art. 609 alto; art. 610 basso
 - Esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle
- Igienico:
 - Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo intervento per ernia inguinale e per prevenire recidive
- Scopo preventivo/coadiuvante: durante la pratica sportiva e nella ripresa della pratica sportiva dopo intervento



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	71 - 82	82 - 94	94 - 105	105 - 117	117 - 130

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 641

SLIP ERNIARIO LEGGERO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Caratterizzato da un giro coscia basso, stretto e senza sgambatura
- Confortevole:
 - Va indossato direttamente a contatto della pelle
 - Il tessuto elastico utilizzato è particolarmente morbido ed adattabile, poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, che garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle
- Igienico:
 - Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo intervento per ernia inguinale e per prevenire recidive
- Scopo preventivo/coadiuvante: durante la pratica sportiva e nella ripresa della pratica sportiva dopo intervento



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70-75	75-82	82-90	90-98	98-105	105-120

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 655

ERNIABOXER



Cuscinetto
Ernario
non incluso

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- PRIMO ed esclusivo modello Erniablock in versione boxer - Rappresenta il restyling dello slip in una versione più giovanile e moderna
- Struttura interna rinforzata con tiranti sottocoscia
- Predisposto per l'utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. OT6)
- Disponibile in due versioni a seconda dell'altezza sull'addome: 655 alto; 655B basso

Confortevole:

- Va indossato direttamente a contatto della pelle
- L'innovativo tessuto antibatterico AIRGENIX, assicura la massima igiene, comfort, freschezza, traspirazione e previene la formazione di cattivi odori
- Dotato di una comoda apertura al tassello, è stato studiato nei particolari per garantire una perfetta vestibilità, la massima efficacia ed il massimo comfort

Igienico:

- Tessuto antibatterico

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo intervento per ernia inguinale e per prevenire recidive
- Scopo preventivo/coadiuvante: durante la pratica sportiva e nella ripresa della pratica sportiva dopo intervento allo scopo di prevenire recidive; nella contenzione di "punta d'ernia" o nel pre-operatorio, in attesa di intervento

ART. 656

ERNIASLIP



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Restyling dello slip Erniablock in una versione più giovanile e moderna
- Struttura interna rinforzata con tiranti sottocoscia
- Predisposto per l'utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. OT6)
- Confortevole:
 - Da indossare direttamente a contatto della pelle
 - L'innovativo tessuto antibatterico AIRGENIX, assicura la massima igiene, comfort, freschezza, traspirazione e previene la formazione di cattivi odori
 - Dotato di una comoda apertura al tassello, è stato studiato nei particolari per garantire una perfetta vestibilità, la massima efficacia ed il massimo comfort
- Igienico:
 - Tessuto antibatterico

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo intervento per ernia inguinale e per prevenire recidive
- Scopo preventivo/coadiuvante: durante la pratica sportiva e nella ripresa della pratica sportiva dopo intervento allo scopo di prevenire recidive; nella contenzione di "punta d'ernia" o nel pre-operatorio, in attesa di intervento



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	71 - 82	82 - 94	94 - 105	105 - 117	117 - 130

COLORI

Hitech
TISSUE
ANTIBATTERICO

AirGenix
TECHNOLOGY



100%
Traspirante



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico



#655



#656

ernia e
contenzione

ART. 650 - 651 - 652 - 653

SLIP ERNIABLOCK



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Caratterizzati da una forte contenzione elastica questi 3 modelli si contraddistinguono tra loro per l'altezza sull'addome: 650 basso; 651 medio; 653 medio e tessuto più leggero; 652 alto
- Predisposti per l'uso di cuscinetti opzionali (art. OT6) Confortevole:
 - Va indossato direttamente a contatto della pelle
 - Massima funzionalità e vestibilità - garantite dall'utilizzo di diverse tipologie di tessuti (caratterizzati da forze elastiche diverse) all'interno dello stesso prodotto, tutti per un miglior risultato funzionale e di vestibilità
 - Dotati di apertura al tassello
 - L'esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

Igienico:

- Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Scopo adiuvante: nella contenzione di ernie inguinali (non complicate o strozzate) garantendo un efficace sostegno addominale
- Post-chirurgico: dopo intervento per ernia inguinale e per prevenire recidive



ART. 650 / 651 / 652

COLORI

TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
(CM)	71-77	77-82	82-88	88-94	94-100	100-105	105-110	110-117	117-123	123-130

ART. 653

COLORI

TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
(CM)	71-77	77-82	82-88	88-94	94-100	100-105	105-110	110-117	117-123	123-130

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



#650-651-652



#653

ART. 648

MUTANDA ERNIABLOCK



Cuscinetto
Enriero
non incluso



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Caratterizzato da una forte contenzione elastica è un modello particolarmente adatto alle persone anziane e alto sulla parte addominale
- Predisposto per l'uso di cuscinetti opzionali (art. OT6) Confortevole:
 - Va indossato direttamente a contatto della pelle
 - Massima funzionalità e vestibilità - garantite dall'utilizzo di diverse tipologie di tessuti (caratterizzati da forze elastiche diverse) all'interno dello stesso prodotto, per un miglior risultato funzionale e di vestibilità
 - Dotati di apertura al tassello
 - L'esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

Igienico:

- Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Scopo adiuvante: nella contenzione di ernie inguinali (non complicate o strozzate) garantendo un efficace sostegno addominale
- Post-chirurgico: dopo intervento per ernia inguinale e per prevenire recidive



TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
(CM)	71-77	77-82	82-88	88-94	94-100	100-105	105-110	110-117	117-123	123-130

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 623

CINTO ERNIARIO BASSO



Cuscinetto
Enriario
non incluso

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Cintura erniaria a vita BASSA
- Passanti sottocoscia apribili e regolabili con velcro
- Confortevole:
 - Indossabile a contatto con la pelle
- Igienico:
 - Comfort e tollerabilità garantita dall'utilizzo del tessuto in cotone

INDICAZIONI

- Contenzione di ernie inguinali

ART. 618

CINTO ERNIARIO ALTO



Cuscinetto
Enriario
non incluso

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Cintura erniaria a vita ALTA
- Passanti sotto coscia apribili e regolabili
- Confortevole:
 - Indossabile a contatto con la pelle
- Comfort e tollerabilità garantita dall'utilizzo del tessuto di cotone
- Igienico:
 - 100 % cotone a contatto della pelle

INDICAZIONI

- Contenzione di ernie inguinali

TAGLIA	65*	70	75	80	85	90	95	100	105
(CM)	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123

* La misura 65 è disponibile solo per l'art. 623

COLORI


100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 657

SLIP SPORT UOMO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Estremamente funzionale durante la pratica dell'attività sportiva
- Assicura un efficace sostegno e protezione
- Confortevole:
 - Va indossato direttamente a contatto della pelle
 - Perfettamente aderente: permette la massima libertà di movimento, senza arrotolarsi
 - L'esclusivo tessuto poliestensivo, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle
- Igienico:
 - 100% cotone sulla pelle, ipoallergenico

INDICAZIONI

- Sostegno preventivo durante la pratica sportiva

TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	70 - 80	80 - 95	95 - 110	110 - 130	130 - 150

COLORI	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
--------	-----------------------	----------------------------------

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 603

SOSPENSORIO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Supporto e protezione durante la pratica delle attività sportive
- Confortevole:
 - Va indossato direttamente a contatto della pelle
 - Completamente aperto posteriormente assicura un confortevole sostegno garantendo la massima libertà di movimento
 - L'esclusivo tessuto poliestensivo, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle
- Igienico:
 - 100% cotone sulla pelle, ipoallergenico

INDICAZIONI

- Sostegno preventivo durante la pratica sportiva

TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	65 - 80	75 - 90	85 - 100	95 - 105	100 - 110

COLORI	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
--------	-----------------------	----------------------------------

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ernia e
contenzione

ART. 672

SLIP DONNA ERNIABLOCK



Cuscinetto
Erniario
non incluso




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Guaina contenitiva per un efficace sostegno della parete addominale ed una perfetta contenzione di eventuali ernie
 - È predisposta di taschine interne per l'utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. OT6)
- Confortevole:
- Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre una perfetta vestibilità e il massimo comfort
 - Dotata di apertura al tassello
 - L'esclusivo tessuto poliestensivo, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle
- Igienico:
- 100% cotone sulla pelle, ipoallergenico

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo intervento addominale, anche per ernia inguinale
- Post-parto
- Scopo preventivo: aiuta a prevenire cedimenti addominali o ptosi viscerali e renali



TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
(CM)	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123	123 - 130	130 - 140

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 671

SLIP DONNA SILVY ALTA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Guaina contenitiva alta, copre completamente l'addome, assicura un efficace sostegno ed evita cedimenti e rilassamenti dei tessuti

Confortevole:


- Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre una perfetta vestibilità e il massimo comfort
- Dotata di apertura al tassello
- L'esclusivo tessuto poliestensivo, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

Igienico:

- 100% cotone sulla pelle, ipoallergenico

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo intervento addominale, anche per ernia inguinale
- Post-parto
- Scopo preventivo: aiuta a prevenire cedimenti addominali o ptosi viscerali e renali



ernia e
contenzione

TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
(CM)	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123	123 - 130	130 - 140

COLORI




100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 1673

GUAINA DONNA IN MICROFIBRA




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Il design giovanile unitamente all'effetto di scivolamento del tessuto, ottimizza l'azione di modellamento e lo rende ideale per poter essere indossato sia durante la vita quotidiana sia durante l'attività sportiva
- FACILE DA USARE (come un normale indumento intimo), confortevole e 100% traspirante
- Il tessuto in microfibra garantisce un supporto efficace ma leggero

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo interventi addominali, anche per ernia inguinale
- Post-parto
- Scopo preventivo: aiuta a prevenire cedimenti addominali o ptosi viscerali e renali



TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
(CM)	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123	123 - 130

COLORI



100%
Traspirante



Tessuto
Microfibra

ART. 673

SLIP DONNA LETIZIA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Guaina contenitiva per un efficace sostegno addominale evita cedimenti e rilassamenti dei tessuti
- Può essere indossata abitualmente come prevenzione e/o per un effetto estetico modellante

Confortevole:


- Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre la massima efficacia nel rispetto del massimo comfort
- L'esclusivo tessuto poliestensivo, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

Igienico:

- 100% cotone sulla pelle, ipoallergenico

INDICAZIONI

- Post-chirurgico: dopo intervento addominale, anche per ernia inguinale
- Post-parto
- Scopo preventivo: aiuta a prevenire cedimenti addominali o ptosi viscerali e renali



TAGLIA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
(CM)	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123	123 - 130

COLORI



100%
COTONE
SULLA PELLE



ernia e
contenzione



LINEA
GAMBA E GINOCCHIO



gamba
ginocchio

ART. 045

SUPPORTO SOTTOROTULEO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Fascia sottorotulea con pressore interno anatomico estremamente semplice da posizionare e regolare
- Esclusivo sistema a doppia chiusura e regolabile
- Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Ideale nel caso di infiammazioni articolari causate da traumi, stress o sforzi eccessivi
- Patologie: apofisie, condromalacia, artralgia patellofemorale, ginocchio del saldatore
 - Sindrome dell'età evolutiva di Osgood Schlatter



TAGLIA	REGULAR	EXTRA
(CM)	29 - 40	37 - 55

AMBIDESTRO

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 020

GINOCCHIERA ELASTICA REGOLABILE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Fasciatura contenitiva per un leggero supporto al ginocchio
- Doppia banda di chiusura con velcro per regolarla e adattarla a tutte le diverse esigenze individuali
- Permette movimenti "controllati", per evitare di perdere funzionalità articolare e tono muscolare

Facile da usare:

- Completamente apribile si indossa con estrema facilità
 - Ambidestro
- Confortevole:
- Traspirante
- Igienico:
- Tessuto 100% cotone sulla pelle
 - Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: versamenti articolari, traumi rotulei di lieve entità
- Fase riabilitativa: azione contenitiva post-trauma, riabilitazione avanzata di patologie rotulee
- Ideale durante la pratica di attività sportive



TAGLIA	S=BABY	REGULAR	EXTRA
(CM) *	22 - 33	32 - 45	45 - 55

* a 10 cm sopra il ginocchio

AMBIDESTRO / ALTEZZA: 24 CM

COLORI



100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 023

GINOCCHIERA TUBOLARE CON FORO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Foro frontale, con anello in silicone morbido, che racchiude la rotula determinandone la stabilità
- Area poplitea libera da pressione elastica per evitare fastidi e garantire la normale circolazione sanguinea
- Due aste leggere, laterali, lasciano libero movimento all'articolazione ma danno una lieve stabilità all'articolazione
- Silicone nella parte alta interna per evitare che il tutore scivoli durante il movimento

Facile da usare:

- Ambidestro
- Comodi anelli di presa per l'indossaggio

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- Tessuto 100% cotone sulla pelle – ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: versamenti articolari
- Sublussazione della rotula
- Instabilità rotulea-tendinite
- Traumi del menisco
- Fase riabilitativa: azione contenitiva e protettiva post-trauma
- Riabilitazione avanzata di patologie rotulee e meniscali
- Sostegno passivo alla riabilitazione e protezione nelle attività sportive



gamba
ginocchio

TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM) *	36 - 40	40 - 44	44 - 48	48 - 52	52 - 56

* a 10 cm dal ginocchio

AMBIDESTRO / ALTEZZA: 28 CM

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



ART. 021

GINOCCHIERA ELASTICA CON FORO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Foro frontale, con anello in silicone morbido, che racchiude la rotula determinandone la stabilità
 - Area poplitea libera da pressione elastica per evitare fastidi e garantire la normale circolazione sanguinea
 - Doppia banda di chiusura con velcro per regolarla e adattarla a tutte le diverse esigenze individuali
 - Due aste spiralate laterali estraibili, lasciano libero movimento all'articolazione ma danno una leggera stabilità all'articolazione

Facile da usare:

- Ambidesta
- Completamente apribile

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- Tessuto 100% cotone sulla pelle – ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: versamenti articolari
- Sublussazione della rotula
- Instabilità rotulea-tendinite
- Traumi del menisco
- Fase riabilitativa: azione contenitiva e protettiva post-trauma
- Riabilitazione avanzata di patologie rotulee e meniscali
- Sostegno passivo alla riabilitazione e protezione nelle attività sportive



TAGLIA	SMALL	REGULAR	EXTRA
(CM) *	35 - 40	40 - 48	48 - 58

* a 10 cm sopra il ginocchio

AMBIDESTRO / ALTEZZA: 29 CM

COLORI ●

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 022

GINOCCHIERA ELASTICA CON FORO E ASTE POLICENTRICHE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Foro frontale, con anello in silicone morbido, che racchiude la rotula determinandone la stabilità
- Area poplitea libera da pressione elastica per evitare fastidi e garantire la normale circolazione sanguinea
- Doppia banda di chiusura con velcro per regolarla e adattarla a tutte le diverse esigenze individuali
- Due aste spiralate laterali estraibili, lasciano libero movimento all'articolazione ma danno una leggera stabilità all'articolazione
- Due aste anatomiche (una mediale e una laterale) in alluminio, piatte e leggere, dotate di snodo multicentrico assicurano stabilità all'articolazione

Facile da usare:

- Ambidesta
- Completamente apribile

Confortevole: Traspirante

Igienico: Tessuto 100% cotone sulla pelle – ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: versamenti articolari
- Sublussazione della rotula
- Instabilità rotulea-tendinite
- Traumi del menisco con interessamento dei legamenti collaterali
- Fase riabilitativa: azione contenitiva e protettiva post-trauma
- Riabilitazione avanzata di patologie rotulee, meniscali e dei legamenti
- Sostegno passivo alla riabilitazione e protezione nelle attività sportive



TAGLIA	SMALL	REGULAR	EXTRA
(CM) *	35 - 40	40 - 48	48 - 58

* a 10 cm sopra il ginocchio

AMBIDESTRO / ALTEZZA: 29 CM

COLORI ●

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 040

STABILIZZATORE DI ROTULA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Dotato di Due esclusivi cuscinetti a forma "c" per la stabilizzazione e il corretto posizionamento della rotula
- Facile da indossare e personalizzare grazie all'esclusivo sistema di chiusura, con tre distinte aree di regolazione
- Due aste spiralate laterali estraibili, lasciano libero movimento all'articolazione ma danno una leggera stabilità all'articolazione
- Area poplitea libera da pressione elastica per evitare fastidi e garantire la normale circolazione sanguinea

Facile da usare:

- Ambidesta

Confortevole:

- Traspirante


Igienico:

- Tessuto 100% cotone sulla pelle – ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: sublussazione della rotula, instabilità rotulea, tendiniti, in esiti di fratture
- Fase post-operatoria: azione contenitiva e protettiva
- Fase riabilitativa: sostegno passivo alla riabilitazione, protezione nelle attività sportive
- Personalizzabile: possibilità di medializzare o lateralizzare la rotula e seconda delle esigenze

Due speciali cuscinetti a forma di "C", avvicinandosi tra loro durante l'operazione di chiusura delle stringhe centrali, racchiudono la rotula determinandone la stabilità.



Questi cuscinetti sono amovibili e posizionabili singolarmente a seconda delle necessità per lateralizzare o medializzare la rotula.

gamba
ginocchio

TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
(CM) *	32 - 36	36 - 40	40 - 45	44 - 49	48 - 54	54 - 60	60 - 66

* da 10 cm sopra ginocchio

AMBIDESTRO / ALTEZZA: 31 CM

COLORI



100%
Traspirante



ART. 041

STABILIZZATORE DI ROTULA E LCL-LCM



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Dotato di Due esclusivi cuscinetti a forma "c" per la stabilizzazione e il corretto posizionamento della rotula
- Facile da indossare e personalizzare grazie all'esclusivo sistema di chiusura, con tre distinte aree di regolazione
- Due aste spiralate laterali estraibili, lasciano libero movimento all'articolazione ma danno una leggera stabilità all'articolazione
- Due aste anatomiche (una mediale e una laterale) in alluminio, piatte e leggere, dotate di snodo multicentrico assicurano stabilità all'articolazione
- Area poplitea libera da pressione elastica per evitare fastidi e garantire la normale circolazione sanguinea

Facile da usare: Ambidesta

Confortevole: Traspirante

Igienico: Tessuto 100% cotone sulla pelle – ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: sublussazione della rotula, instabilità rotulea, tendiniti, in esiti di fratture, lievi distorsioni
- Fase post-operatoria: azione contenitiva e protettiva
- Fase riabilitativa: sostegno passivo alla riabilitazione, protezione nelle attività sportive



COLORI




100%
Traspirante



ART. 042

STABILIZZATORE DI ROTULA E LCL-LCM CON FORO



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Esclusivo sistema di chiusura, con due distinte aree di regolazione
- Foro frontale, con anello in silicone morbido, che racchiude la rotula determinandone la stabilità
- Due aste spirali laterali estraibili, lasciano libero movimento all'articolazione ma danno una leggera stabilità all'articolazione
- Due aste anatomiche (una mediale e una laterale) in alluminio, piatte e leggere, dotate di snodo multicentrico assicurano stabilità all'articolazione
- Area poplitea libera da pressione elastica per evitare fastidi e garantire la normale circolazione sanguinea

Facile da usare:

- Ambidestro

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- Tessuto 100% cotone sulla pelle – ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: sublussazione della rotula, instabilità rotulea, tendinite, post-fratture, lievi distorsioni, lassità articolare
- Fase post-operatoria: azione contenitiva e protettiva
- Fase riabilitativa: sostegno passivo alla riabilitazione, protezione nelle attività sportive



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
(CM) *	32 - 36	36 - 40	40 - 45	44 - 49	48 - 54	54 - 60	60 - 66

* da 10 cm sopra ginocchio

AMBIDESTRO / ALTEZZA: 32 CM

COLORI ●

100%
COTONE
SULLA PELLE



ART. 053

TUTORE PER INSTABILITÀ' LCA-LCP E LCM-LCL



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Due aste sagomate (mediale e laterale) dotate di snodo con centro di rotazione variabile riproducono il movimento naturale del ginocchio (nessuna sollecitazione sui legamenti e nessuno scivolamento verso il basso del tutore)
- Possibilità di limitare il movimento dell'articolazione del ginocchio, sia l'estensione che la flessione (tra i 15° e i 90°) secondo i diversi protocolli medici
- 4 cinghie elastiche, si chiudono con un movimento a "morsa" per consentire un fissaggio del tutore efficiente. Per adattarle meglio alla gamba, le cinghie possono essere accorciate, semplicemente tagliandole.
- Area poplitea completamente libera per evitare fastidi e garantire la normale circolazione sanguinea

Facile da usare:

- Facile e veloce da indossare frontalmente. Il tutore è completamente apribile (sulla coscia e sul polpaccio) e non richiede regolazioni sul paziente
- Aperto sul ginocchio (per facilitare la medicazione ed evitare di stressare le zone sensibili)

Confortevole e Igienico:

- Massimo comfort e traspirabilità sono assicurati dai tessuti innovativi "3D Spacer" (100% Traspirante)
- Esclusivo tessuto AIRGENIX antibatterico per evitare infezioni

INDICAZIONI

- Rottura e/o ricostruzione LCA-LCP, rottura e postintervento legamenti collaterali
- Eventi traumatici (distorsioni lussazioni) lassità articolare, instabilità laterale
- Sostegno in casi di lieve/medie gonartrosi
- Sostegno nel trattamento riabilitativo sia attivo che passivo
- Non rallenta l'apprendimento propriocettivo
- Il tutore aumenta la sicurezza durante il recupero funzionale e nella ripresa dell'attività sportiva



TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	* XXXL
(CM) *	34 - 38	38 - 43	43 - 49	49 - 56	56 - 64	64 - 73	73 - 83

* da 15 cm sopra il ginocchio * la taglia XXXL è disponibile solo su richiesta

DESTRO E SINISTRO / ALTEZZA: 40 CM

COLORI

						
3D Spacer	100% Traspirante	Previene i cattivi odori	Resistente	Antibatterico		

gamba
ginocchio

ART. 080

COSIALE CON PRESSORE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Cuscinetto interno amovibile e posizionabile, morbido ma efficace, esercita una pressione sulle fibre muscolari traumatizzate per alleviare il dolore e contribuire a una corretta guarigione
 - Due distinte bande con sistema a doppia chiusura a velcro regolabile, permettono di adattare il tutore alla misura e alla forma della gamba e di adattarlo alle necessità individuali
- Facile da usare:
- Ambidestro
 - Completamente apribile
- Confortevole:
- Traspirante
- Igienico:
- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: contratture, stiramenti e strappi del muscolo quadricipite
- Particolarmente indicato durante la pratica di attività sportive



TAGLIA	REGULAR	EXTRA
(CM)	40 - 60	60 - 90

AMBIDESTRO

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 085

POLPACCERA ELASTICA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Chiusura a velcro regolabile sulla caviglia per una migliore vestibilità, adattarlo alle forme e semplificare l'indossaggio
- Facile da usare:
- Ambidestro
- Igienico:
- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Contratture, stiramenti e strappi del polpaccio
- Allevia il dolore esercitando una compressione costante sulle fibre muscolari lese favorendone la guarigione
- Contenzione dei gemelli (Polpaccio)
- Come prevenzione durante l'attività sportiva per evitare traumi muscolari



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	28 - 32	32 - 37	36 - 44	43 - 50	49 - 57

AMBIDESTRO

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante





gamba
ginocchio



**LINEA
CAVIGLIA**



caviglia

ART. 010

CAVIGLIERA PER CONTENIMENTO REGOLABILE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Compressione omogenea e costante per assicurare un leggero supporto e favorire il riassorbimento dei liquidi in caso di versamenti della capsula articolare
- Due chiusure a velcro distinte, per differenziare il supporto desiderato sul piede e sulla caviglia

Confortevole:

- Traspirante
- È sottile e indossabile all'interno della scarpa

Facile da usare:

- Completamente aperta per un'applicazione semplice ed indolore
- Ambidesta - Misura UNICA

Igienico:

- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: ematomi, versamenti articolari

AMBIDESTRA / TAGLIA UNICA

COLORI



100%
COTONE
SULLA PELLE

100%
Traspirante



ART. 016

CAVIGLIERA FUNZIONALE PER LEGAMENTI



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Efficace supporto: limita un'eccessiva abduzione e adduzione della caviglia pur lasciando libera la mobilità del piede
- Integrata da due fasce funzionali elastiche ma molto resistenti, con velcro, per regolare la tensione desiderata
- Permette un movimento controllato per evitare la perdita di funzionalità dell'articolazione e del tono muscolare

Confortevole:

- Traspirante
- Sottile, non ingombra all'interno della calzatura

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, versamenti
- Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale in fase avanzata
- Protezione durante la pratica di attività sportive



caviglia

TAGLIA (CM)	S 21 - 26	M 26 - 30	L 30 - 36	XL 36 - 40	XXL 40 - 45
----------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------

AMBIDESTRA

COLORI



100%
Traspirante



ART. 015

CAVIGLIERA ELASTICA CON BENDAGGIO A 8



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Integrata di una banda elastica funzionale che riproduce il classico bendaggio ad 8, regolabile con velcro
- Assicura una stabilizzazione dell'articolazione medio-forte e limita un'eccessiva abduzione /adduzione della caviglia
- Permette un movimento controllato per evitare la perdita di funzionalità dell'articolazione e del tono muscolare

Facile da usare:

- Aperta posteriormente (applicazione facile ed indolore)
- Perfetta vestibilità a tutte le misure - Ambidestra e misura UNICA

Confortevole:

- Traspirante
- La parte del piede è estremamente sottile grazie a un esclusivo tessuto Pavis e a cuciture piatte a ultrasuoni per non ingombrare all'interno della calzatura

Igienico:

- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, lussazioni
- Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale della caviglia anche nella ripresa della pratica sportiva
- Stabilizzazione mediale laterale

AMBIDESTRA / TAGLIA UNICA

COLORI



100%
COTONE
SULLA PELLE

100%
Traspirante



ART. 017

STABILIZZATORE DI CAVIGLIA PER CONTROLLO INVERSIONE ED EVERSIONE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile

Tutore Composto da due parti:

- una calza: aperta posteriormente con esclusivo sistema di regolazione anteriore a velcro®, differenziata in tre zone diverse di compressione
- un bendaggio: parte funzionale in tessuto rigido che crea un bendaggio a 8 (tipo taping) per il blocco laterale dell'articolazione

Facile da usare:

- Calza aperta posteriormente per un'applicazione semplice e indolore poco ingombrante all'interno della calzatura

Confortevole:

- Tessuto traspirante

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, lussazioni
- Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale della caviglia
- Ottimo sostegno durante la pratica di attività sportive



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
(CM)	21 - 26	26 - 30	30 - 36	36 - 40	40 - 45

AMBIDESTRA

COLORI



100%
Traspirante



ART. 019

CAVIGLIERA BIVALVA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Tutore universale con bivalve anatomiche rigide, in materiale plastico, per un efficace azione di immobilizzo latero/mediale dell'articolazione tibio tarsica
- 2 fasce a velcro® completamente regolabili avvolgono e fissano le placche alla caviglia in due diversi punti - regolazione sottopiede variabile in tre misure
- I cuscini interni con imbottitura ad aria, preformati, agiscono con un micromassaggio sull'articolazione durante i movimenti di flesso / estensione e favoriscono il processo di guarigione

Facile da usare:

- Ambidestro – invertire le placche (mediale e laterale) a seconda del piede
- Misura unica (sotto piede regolabile in base alla larghezza)
- Completamente aperta e regolabile

Confortevole:

- Rivestimento interno in morbido tessuto vellutato AIRGENIX, antibatterico, per un utilizzo anche a contatto con la pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni di grado moderato medie e acute del comparto tibio tarsico
- Fase riabilitativa: nella ripresa dell'attività motoria



Imbottitura interna ad aria,
preformata, rivestita con AIRGENIX
per il massimo comfort.



Regolazione variabile
in tre diverse misure.

AMBIDESTRA / TAGLIA UNICA

COLORI

Hitech
TISSUE
ANTIBATTERICO

AirGenix
TECHNOLOGY



100%
Traspirante



Previene
i cattivi odori




Resistente



Antibatterico

caviglia

A woman in a blue leotard is performing a backbend, with her back arched and arms extended. She is wearing a blue leotard and blue leggings. The background is a plain, light color.

**LINEA
ESTETICA**



estetica



ART. 378

FASCIA SENO POST-OPERATORIA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Fascia elastica con chiusura a velcro regolabile sopra il seno

Esercita una pressione costante verso il basso per una corretta degenza postoperatoria nei casi di mastoplastica additiva

Facile da usare:

- Completamente apribile

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- 100% cotone in contatto della pelle

- Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Post interventi di mastoplastica additiva



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70 - 78	78 - 86	86 - 94	94 - 102	102 - 110	110 - 118

COLORI	<input type="radio"/>
--------	-----------------------

100% COTONE SULLA PELLE		100%	Traspirante
--------------------------------	--	------	-------------

estetica

art. 379

GUAINA POST-ADDOMINOPLASTICA CON BRETELLE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Compressione efficace ed omogenea per contrastare i rilassamenti dei tessuti
- Cuciture elastiche, esterne e piatte per evitare segni inestetici
- Veste tutta la parete addominale fino sotto il seno
- Due spalline trasparenti regolabili, evitano che si arrotoli

Facile da usare:

- Dotata di apertura al tassello
- Apertura laterale a gancetti (per un facile indossaggio e medicazione)
- Perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla scivolosità del tessuto AIRGENIX

Confortevole:

- Tessuto elastico AIRGENIX
- Traspirante

Igienico:

- Antibatterico

INDICAZIONI

- Post interventi di abdominoplastica ed interventi addome con accesso addominale (ernie, parto cesareo, ecc.)



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 125	125 - 140	140 - 160

COLORI

Hitech TISSUE ANTIBATTERICO	AirGenix	 100% Traspirante	 Previene i cattivi odori	 Resistente	 Antibatterico	
--	-----------------	--	--	--	---	--



estetica

ART. 373

SALOPETTE PER LIPOSUZIONE



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Compressione efficace ed omogenea per contrastare i rilassamenti dei tessuti
- Cuciture elastiche, esterne e piatte per evitare segni inestetici
- Veste la gamba da sotto il ginocchio e tutta la parete addominale fino sotto il seno
- Due spalline trasparenti regolabili, evitano che si arrotoli

Facile da usare:

- Ampia apertura urogenitale per consentire i normali bisogni fisiologici
- Chiusura laterale a gancetti (per un facile indossaggio e medicazione)
- Perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla scivolosità del tessuto AIRGENIX

Confortevole:

- Tessuto elastico AIRGENIX
- Traspirante

Igienico:

- Antibatterico

INDICAZIONI

- Da indossare nelle prime settimane post intervento di liposuzione



TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
(CM)	75 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 110	110 - 122	122 - 134

* la taglia XXXL è disponibile solo su richiesta

COLORI

**Hitech
Tissue**
ANTIBATTERICO

AirGenix
traspirante e leggero



100%
Traspirante



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico

ART. 370 - 372

GUAINA PER LIPOSUZIONE 370 CORTA - 372 LUNGA



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:

- Compressione efficace ed omogenea per contrastare i rilassamenti dei tessuti
- Cuciture elastiche, esterne e piatte per evitare segni inestetici
- Veste la gamba da sotto il ginocchio fino alla vita

Facile da usare:

- Ampia apertura urogenitale per consentire i normali bisogni fisiologici
- Chiusura frontale a gancetti (per un facile indossaggio e medicazione)
- Perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla scivolosità del tessuto AIRGENIX

Confortevole:

- Tessuto elastico AIRGENIX

• Traspirante

Igienico:

- Antibatterico

INDICAZIONI

- Da indossare nelle prime settimane post intervento di liposuzione



TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
(CM)	75 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 110	110 - 122	122 - 134

* la taglia XXXL è disponibile solo su richiesta

COLORI

**Hitech
Tissue**
ANTIBATTERICO

AirGenix
Tessuto elasticizzato



100%
Traspirante



Previene
i cattivi odori



Resistente



Antibatterico

estetica



LINEA
BABY



baby

ART. 032
POLSIERA
BABY



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Innovativo sistema a doppia chiusura a velcro brevettato da Pavis per un sostegno progressivo e personalizzabile
- Facile da usare:

- Facile da indossare e regolare
- Completamente apribile

• Ambidestro

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: traumi del polso lievi (tendiniti, borsiti, distorsioni)
- Fase riabilitativa: infiammazioni articolari e tendinee
- Scopo preventivo: prevenzione nelle distorsioni e nei traumi del polso



TAGLIA (CM)	S=BABY 10-14
ALTEZZA: 6,5 CM	
COLORI	
100% COTONE SULLA PELLE	
	

ART. 036

IMMOBILIZZATORE DEL POLSO BABY



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Sistema di chiusura a doppia banda, per personalizzare il tutore alle dimensioni della mano e del braccio
 - 3 aste modellabili a freddo ed estraibili per rendere il tutore completamente personalizzabile secondo le esigenze e il grado di immobilizzo desiderato
- Confortevole:
- Traspirante
- Igienico:
- Morbido velluto 100% cotone a contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: traumi contusivi/distorsioni del polso, lesione dei tendini flessori ed estensori
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post-traumatico / post-chirurgico / post ingessatura (anche notturno)



TAGLIA	S=BABY
(CM)	10-14

DESTRO E SINISTRO

COLORI	<input checked="" type="radio"/>
--------	----------------------------------

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

ART. 037

IMMOBILIZZATORE DI POLLICE E POLSO BABY



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Sistema di chiusura a doppia banda, per personalizzare il tutore alle dimensioni della mano e del braccio
 - Chiusura a velcro intorno al pollice
 - 3 aste modellabili a freddo ed estraibili per rendere il tutore completamente personalizzabile secondo le esigenze e il grado di immobilizzo desiderato
 - Ulteriore asta esterna, velcrata, da posizionare e regolare in corrispondenza del pollice per evitarne la flessione

Confortevole:

- Traspirante

Igienico:

- Morbido velluto 100% cotone a contatto della pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni del polso, lesioni dei tendini flessori ed estensori, fratture/distorsioni del pollice
- Patologie infiammatorie/degenerative: tendiniti, artrosi, artriti, morbo di De Quervain, Tunnel carpale
- Fase riabilitativa: "riposo articolare" post-traumatico / post-chirurgico / post ingessatura (anche notturno)



TAGLIA	S=BABY
(CM)	10-14

DESTRO E SINISTRO

COLORI	<input checked="" type="radio"/>
--------	----------------------------------

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



baby

ART. 020

GINOCCHIERA BABY



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Fasciatura contenitiva per un leggero supporto al ginocchio
 - Doppia banda di chiusura con velcro per regolarla e adattarla a tutte le diverse esigenze individuali
 - Permette movimenti "controllati", per evitare di perdere funzionalità articolare e tono muscolare
- Facile da usare:
- Completamente apribile si indossa con estrema facilità
 - Ambidestra
- Confortevole:
- Traspirante
- Igienico:
- Tessuto 100% cotone sulla pelle - ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: versamenti articolari
- Traumi rotulei di lieve entità
- Fase riabilitativa: azione contenitiva post trauma
- Riabilitazione avanzata di patologie rotulee
- Ideale durante la pratica di attività sportive



TAGLIA

S=BABY

(CM) *

22-32

* a 10 cm sopra il ginocchio

AMBIDESTRO

COLORI ●

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 015

CAVIGLIERA BABY



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Integrata di una banda elastica funzionale che riproduce il classico bendaggio ad 8, regolabile con velcro
 - Assicura una stabilizzazione dell'articolazione medio-forte e limita un'eccessiva abduzione/adduzione della caviglia
 - Permette un movimento controllato per evitare la perdita di funzionalità dell'articolazione e del tono muscolare
- Facile da usare:
- Aperta posteriormente (applicazione facile ed indolore)
 - Perfetta vestibilità a tutte le misure
 - Ambidestra e misura UNICA
- Confortevole:
- Traspirante
 - La parte del piede è estremamente sottile grazie a un esclusivo tessuto Pavis e a cuciture piatte a ultrasuoni per non ingombrare all'interno della calzatura
- Igienico:
- 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, lussazioni
- Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale della caviglia anche nella ripresa della pratica sportiva
- Stabilizzazione mediale laterale

AMBIDESTRA / TAGLIA UNICA

COLORI ●

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 405

REGGIBRACCIO BABY



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Tirante intorno alla spalla regolabile
 - La tasca per l'avambraccio è ampia e modulabile in altezza
- Facile da usare:
- Ambidestro
 - Confortevole:
 - Tessuto imbottito e traspirante
 - Cinghia dotata di imbottitura protettiva

INDICAZIONI

- Patologie traumatiche: post-trauma spalla e gomito, ingessature
- Patologie neuro-degenerative: braccio pendulo da lesione del plesso brachiale, rottura traumatica del capo lungo del bicipite, artrosi gleno-omerale in fase acuta



TAGLIA	S=BABY
(CM)	25 - 31

AMBIDESTRO

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante



ART. 400

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO BABY (h 7 CM)



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Aiuta a recuperare il più velocemente e meglio possibile:
- Chiusura a velcro ® regolabile
 - Confortevole:
 - In schiuma di poliuretano di media intensità traspirante
 - Igienico:
 - 100% cotone in contatto con la pelle
 - Ipoallergenico

INDICAZIONI

- Patologie muscolo-scheletriche: cervicalgìe, cervicoartrosi lieve, processi degenerativi dei dischi vertebrali di grado lieve
- Patologie traumatiche: contratture, stiramenti del tratto cervicale da colpo di frusta



TAGLIA	S=BABY
(CM)	23 - 28

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

baby

A photograph of an elderly couple walking outdoors. The man, on the right, is wearing a striped polo shirt and light-colored trousers, smiling warmly at the camera. The woman, on the left, has short blonde hair and is wearing a light-colored long-sleeved top and trousers, also smiling. They are holding hands. A brown dog is visible in the lower right corner.

**LINEA
GERIATRIA**

AVIS®
SPORT, HEALTH AND COMFORT



linea
geriatrica

PROTETTORI ANCHE PAVIS

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE,
MAI UN DETTO È STATO COSÌ APPROPRIATO.

Il rischio di cadute cresce con l'età e anche il 30/40% delle persone anziane in salute ne è a rischio. Le fratture ossee sono spesso il risultato di queste cadute ed in particolare le fratture dell'anca e della coscia hanno gravi conseguenze.

Questi traumi richiedono trattamenti lunghi e dolorosi oltre ad una particolare attenzione che spesso mettono in pericolo l'indipendenza e hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. Prevenire e proteggersi dalle conseguenze di una caduta è fondamentale per mantenere la mobilità e la propria indipendenza personale.

RIDURRE IL RISCHIO DI CADUTE

- Potenziamento dei muscoli attraverso un esercizio e movimento quotidiano
- Esercizi di equilibrio e di coordinamento
- Rimozione dei fattori di rischio domestici
- Astenersi dagli alcolici
- Non tutti i rischi di caduta possono essere controllati o eliminati

RIDURRE LE CONSEGUENZE NEGATIVE DI UNA CADUTA


- Non tutti i rischi di caduta possono essere controllati o eliminati

I PROTETTORI DELLE ANCHE PAVIS

SONO UNA SOLUZIONE EFFICACE ED ECONOMICA
PER PREVENIRE LE FRATTURE DELLE ANCHE.



CUSCINETTI PROTETTIVI
TECNOLOGIA BREVETTATA



UNA TECNOLOGIA BREVETTATA CON SUCCESSO
SU PIÙ DI 7000 PAZIENTI.

I protettori delle anche Pavis, testati clinicamente, riducono il rischio di fratture al collo del femore almeno del 64%.

La particolare forma della protezione brevettata a FERRO DI CAVALLO non si limita a ridurre l'energia dell'impatto sull'osso femorale, ma la devia verso i tessuti molli circostanti.



Una normale caduta a terra SENZA PROTEZIONE è la causa più comune della frattura dell'osso del femore.

CON I PROTETTORI STANDARD



La forza dell'impatto è solo ridotta.
Questa energia seppur ridotta
impatta sia sulle ossa
che sui tessuti molli.

CON I PROTETTORI PAVIS



La forma a ferro di cavallo
riduce la forza di impatto
e la devia verso i tessuti
molli circostanti.



ART. 092

FASCIA UNISEX PROTEZIONE ANCA



- Dispositivo di protezione delle anche a fascia
- Facile da indossare e posizionare, anche sopra gli abiti, per preservare dai traumi di frattura le anche in caso di eventuali cadute (durante sport - lavoro - tempo libero)
- Realizzata in tessuto elastico, traspirante con chiusura a velcro® ampiamente regolabile
- Dotata di cuscinetti protettivi in polipropilene con tecnologia brevettata per preservare la struttura ossea
- È lavabile a 40° in lavatrice

INDICAZIONI

- Destinato a tutti i soggetti a rischio frattura delle anche, anziani in particolare
- Consigliato a tutte le persone sofferenti di osteoporosi, disturbi dell'equilibrio, diabete o patologie neurologiche
- Indicato in fase riabilitativa o a soggetti praticanti alcune discipline sportive a rischio caduta (ad esempio snowboarders)

I cuscinetti protettivi con tecnologia brevettata, riducono del 64% la frequenza di fratture al collo del femore.

La loro caratteristica forma a ferro di cavallo disperde l'energia dell'impatto verso le parti molli.



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza bacino (CM)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 140

COLORI




100%
Traspirante

linea
geriatrica

ART. 990 CERNIERA SINGOLA
ART. 992 CERNIERA DOPPIA

PIGIAMA SANITARIO PER DEGENTI UOMO



Comoda tuta intera per anziani a manica lunga, con cuciture rinforzate, nella doppia versione, a seconda del tipo di intervento o problema di mobilità del degente ospedaliero:

- con singola apertura zip (art. 990)
- con doppia apertura zip (art. 992)


Evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente, agevolando gli interventi nell'opera d'assistenza. In puro cotone anallergico è resistente ai lavaggi ad alte temperature e di lunga durata

INDICAZIONI


- Destinato a persone costrette a lunghe degenze ospedaliere
- Consigliato per pazienti post-intervento o con problemi di mobilità

Possono esserci piccole variazioni sulle fantasie, in base alla disponibilità del tessuto.

DOPPIA CERNIERA:
nel retro, dal collo al fondo schiena
interno coscie



SINGOLA CERNIERA:
nel retro, dal collo fino all'ombelico



	S (46)	M (48)	L (50)	XL (52)	XXL (54)
Larghezza spalle/Shoulder width	50	52	54	56	58
Larghezza torace/Brest width	56	58	60	62	64
Larghezza bacino/Hip width	56	58	60	62	64
Lunghezza tuta/Pyjamas lenght	142	147	152	157	162

COLORI



100%
COTONE
SULLA PELLE

100%
Traspirante

ART. 991 CERNIERA SINGOLA
ART. 993 CERNIERA DOPPIA

PIGIANO SANITARIO PER DEGENTI DONNA



Comoda tuta intera per anziani a manica lunga, con cuciture rinforzate, nella doppia versione, a seconda del tipo di intervento o problema di mobilità del degente ospedaliero:

- con singola apertura zip (art. 991)
- con doppia apertura zip (art. 993)

Evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente, agevolando gli interventi nell'opera d'assistenza. In puro cotone anallergico è resistente ai lavaggi ad alte temperature e di lunga durata

INDICAZIONI

- Destinato a persone costrette a lunghe degenze ospedaliere
- Consigliato per pazienti post-intervento o con problemi di mobilità

Possono esserci piccole variazioni sulle fantasie, in base alla disponibilità del tessuto.

DOPPIA CERNIERA:
nel retro, dal collo al fondo schiena
interno coscie



SINGOLA CERNIERA:
nel retro, dal collo fino all'ombelico



	S (42)	M (44)	L (46)	XL (48)
Larghezza spalle/Shoulder width	40	42	44	46
Larghezza torace/Brest width	48	50	52	54
Larghezza bacino/Hip width	48	50	52	54
Lunghezza tuta/Pajamas lenght	142	146	150	154

COLORI

100%
COTONE
SULLA PELLE



100%
Traspirante

linea
geriatrica

A woman with long brown hair tied back, wearing a white lab coat, is looking down at a thick book she is holding. The book has a dark blue cover with the word "Orthia" written in a light blue, stylized font.

**LINEA
POSTURA**

TAVIS®
SPORT, HEALTH AND COMFORT 



linea
postura

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ


I prodotti della linea Postura sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745 riguardante i dispositivi medici di classe 1.

Garantiscono un miglior riposo e aiutano ad alleviare dolori alla testa e alla schiena, alle articolazioni e ai problemi di circolazione.

Sono disponibili con rivestimento in cotone (fibra naturale con proprietà anti-allergiche) o rivestimento impermeabile (in poliuretano).

Tutti i rivestimenti sono amovibili e lavabili, sono stati progettati per aumentare il comfort ed incrementare le proprietà di sollievo dalla pressione e sono in tela medica (100% poliestere medicinale, antiallergico, non infiammabile e a lunga durata).

Previene la comparsa di acari e non provoca irritazioni sulla pelle).





MATERIALE INTERNO

Questa schiuma di poliuretano, iniettata nello stampo, senza solventi CFS e HCFC, ha come caratteristiche essenziali la flessibilità e la plasmabilità.

La sua particolare composizione le consente di modellarsi sul corpo per azione termica e pressoria oltre a garantire la normale traspirazione corporea.

Con una perfetta distribuzione del peso corporeo su tutta la superficie d'appoggio ed una corretta postura fisiologica ne avranno gioventù articolazioni, muscolatura ed anche il sistema vascolare.

SUPPORTI POSTURALI

Tutti i prodotti minimizzano la pressione del corpo sulla superficie di supporto e sono particolarmente adatti per le persone che devono rimanere sedute per lunghi periodi. La distribuzione del peso avviene infatti in modo uniforme, dando grande sollievo all'utilizzatore.



linea
postura


**ART. 950
CUSCINO LOMBARE**



- Riduce il dolore lombare.
- Adatto per un corretto posizionamento della colonna vertebrale.
- Ideale per le persone che devono svolgere un lavoro sedentario.

DIMENSIONI (CM): 37 X 31 X 5/7

**ART. 970
WEDGE (CUNEO)**



- Migliora il drenaggio venoso in caso di vene varicose, insufficienza venosa, linfatica ed edematosa delle gambe.
- Da sollievo nel caso di sensazione di gambe stanche e gonfie.
- Facilita la guarigione di ulcere varicose.
- Previene l'ispessimento dei calcagni.

DIMENSIONI (CM): 55 X 44,5 X 13,5/2,5

**ART. 932 E ART. 933
CUSCINO QUADRATO A CUNEO**



- Allevia la pressione e mantiene la schiena in una posizione corretta.
 - È indicato per le persone che lavorano molte ore sedute.
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 932) o rivestimento impermeabile (Art. 933).

DIMENSIONI (CM): 40 X 41 X 9/2

**ART. 945
SUPPORTO CERVICALE**



- Patologie cervicali e neurologiche.
- Prolungate tensioni muscolari alla cervicale ideale quando si viaggia.
- Previene l'ispessimento dell'orecchio.

DIMENSIONI (CM): 30 X 25 X 10

**ART. 925 E ART. 926
CUSCINO ROTONDO**



- Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale (post-parto, post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).
 - Previene le callosità nelle parti sacrali e le piaghe da decubito.
 - Aiuta nel trattamento di alcuni tipi di ulcera.
 - Da utilizzare in presenza di emorroidi.
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 925) o rivestimento impermeabile (Art. 926).

DIMENSIONI (CM): 40 X 6,5

**ART. 930 E ART. 931
CUSCINO QUADRATO**



- Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale (post-parto, post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).
 - Previene le callosità nelle parti sacrali e le piaghe da decubito; aiuta nel trattamento di alcuni tipi di ulcera.
 - Da utilizzare in presenza di emorroidi.
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 930) o rivestimento impermeabile (Art. 931).

DIMENSIONI (CM): 40 X 40 X 5

ART. 937 E ART. 938
CUSCINO A FERRO DI CAVALLO



- Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale (post-parto, post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).
 - Aiuta a prevenire le piaghe da decubito.
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 937) o rivestimento impermeabile (Art. 938).

DIMENSIONI (CM): 40 X 40 X 7

ART. 935 E ART. 936
CUSCINO QUADRATO CON FORO



- Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale (post-parto, post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).
 - Previene le callosità nelle parti sacrali e le piaghe da decubito.
 - Aiuta nel trattamento di alcuni tipi di ulcera.
 - Da utilizzare in presenza di emorroidi.
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 935) o rivestimento impermeabile (Art. 936).

DIMENSIONI (CM): 40 X 40 X 5

ART. 955 E ART. 956
CUSCINO PER SUPPORTO



- Fratture o immobilizzo delle articolazioni superiori o inferiori; previene l'ispessimento dei calcagni.
 - Accessorio per la misurazione della pressione, prelievo del sangue e somministrazione di soluzioni saline (flebo).
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 955) o rivestimento impermeabile (Art. 956).

DIMENSIONI (CM): 19,5 X 16,5 X 8,5/4,5

ART. 961
CUSCINO PER ABDUZIONE



- Aiuta a mantenere la posizione corretta dell'articolazione anca-femore nella degenza postoperatoria.
 - Permette un perfetto adattamento all'area interno-coscia, evitando la formazione di ispessimenti.
- I velcri laterali danno stabilità evitando un'eccessiva abduzione delle gambe.

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE
 ABDUZIONE P. 25 (CM): 30 X 25 X 15

ART. 977 E ART. 978
ROLL




- Ideale per la riabilitazione motoria e fisioterapia.
 - Aiuta a prevenire le piaghe da decubito.
 - Supporto per braccia, gambe e collo.
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 977) o rivestimento impermeabile (Art. 978).

DIMENSIONI (CM): 61 X 13

ART. 940 E ART. 941

CUSCINO QUADRATO IN VISCOELASTICA



- Questo cuscino minimizza la pressione del corpo sulla superficie di supporto per le persone che devono stare a lungo sedute. La distribuzione del corpo è uniforme, assicurando grande comodità.
- Sollievo alveolare: la pressione sui punti di sollievo favorisce la circolazione dell'aria la quale riduce i punti di macerazione e previene la formazione di ulcere.
- Forma ergonomica per favorire un migliore posizionamento della zona pelvica e stabilità offrendo un migliore comfort.
- In alternativa rivestimento in cotone (Art. 940) o rivestimento impermeabile (Art. 941).

DIMENSIONI (CM): 42 X 42 X 8

COLORI

ART. 934

CUSCINO ANTI PROSTATA



- In spuma viscoelastica
- Ergonomici e confortevoli
- Assicurano sollievo dalla pressione nei punti di appoggio e areazione delle zone sofferenti
- Rivestimento impermeabile

DIMENSIONI (CM): 42 X 36 X 8,5

COLORI

ART. 939

CUSCINO PER IL COCCIGE



- In spuma viscoelastica
- Ergonomici e confortevoli
- Assicurano sollievo dalla pressione nei punti di appoggio e areazione delle zone sofferenti
- Rivestimento in soffice velluto

DIMENSIONI (CM): 42 X 36 X 8,5

COLORI

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO

I sistemi di posizionamento ORTHIA sono costituiti da tessuto imbottito con tela impermeabile sul lato esterno, molto resistente e semplice da pulire. Il sistema di regolazione e di chiusura con fibbia permette un indossaggio rapido e pratico di ogni prodotto. Il posizionamento del paziente sulla sedia risulta confortevole e offre un'adeguata stabilità al tronco, evitando scivolamenti e dislocazioni.

INDICAZIONI

- Status post-degenza/immobilizzazione prolungata;
- Patologie neurologiche/neuromuscolari con difficoltà a mantenere il bilanciamento del tronco (AVC - ictus, lesioni cerebrali, lesioni al midollo spinale, paralisi cerebrali, distrofie muscolari, sclerosi laterali amiotrofiche);
- Infermità reumatica che necessita l'uso di una sedia a rotelle in ambienti interni ed esterni.

USO E MANUTENZIONE

Nelle parti di sostegno e pressione, non si devono riscontrare ferite della pelle o ipersensibilità della stessa.

Lavabile in conformità con le istruzioni di lavaggio contenute nell'etichetta. Non asciugare in macchine asciugatrici, né esporre a fonti dirette di calore (stufe, caloriferi, radiatori, ecc.)

ART. 985

CINTURA ADDOMINALE



Cintura addominale di sicurezza per sedia a rotelle. Permette un'adeguata stabilità del busto grazie al fissaggio della parte addominale, evitando dislocazioni.

ART. 986

CINTURA PELVICA



Cintura pelvica con tre punti di fissaggio e regolazione. La confortevole seduta del paziente permette di mantenere l'area pelvica sulla sedia, prevenendo così scivolamenti e dislocazioni.

TAGLIA

M L

Circonferenza MAX (CM)	160	220
------------------------	-----	-----

TAGLIA	M	L
Circonferenza MAX (CM)	160	220

ART. 987

GILET DORSALE



Gilet dorsale con quattro punti di fissaggio e regolazione. Il confortevole posizionamento del paziente sulla sedia, grazie alla parte dorsale, permette una corretta postura, evitando dislocazioni laterali e frontalì.

TAGLIA

M L

Circonferenza MAX (CM)	160	220
------------------------	-----	-----

ART. 988

GILET PELVICO



Gilet pelvico con cinque punti di fissaggio e regolazione. Il confortevole posizionamento del paziente alla sedia, grazie alle parti dorsali e pelviche, permette al paziente una corretta postura mantenendo l'area pelvica sulla sedia e prevenendo scivolamenti e dislocazioni.

TAGLIA

M L

TAGLIA	M	L
Circonferenza MAX (CM)	160	220

linea
postura



**LINEA
SONNO**



linea
sonno

CUSCINI SONNO EFFETTO MEMORY

I cuscini si modellano sul contorno della colonna cervicale, permettendo il rilassamento dei muscoli del collo. La configurazione anatomica, combinata all'effetto di sollievo della pressione, garantisce ulteriore comfort alla zona cervicale.

Studi recenti hanno dimostrato che il cuscino ideale non deve essere né troppo duro né troppo morbido. Deve essere costituito da una struttura solida, ma allo stesso tempo modellabile, capace di alleviare la pressione.



CONSIGLIATI PER RIDURRE

1. Cefalee
2. Dolori e rigidità cervicali (la tensione dei muscoli della testa è aggravata dalle cattive posizioni)
3. Dolori alla schiena (molto spesso si riflettono e hanno origine dalla colonna cervicale)
4. Sonno scarso (che può alterare funzioni importanti come l'apprendimento, la memoria, concentrazione e performance lavorative)
5. Russamento



ART. 910

CUSCINO COMFORT



Permette la correzione dell'anatomia della colonna cervicale, favorendo un rilassamento dei muscoli del collo.

DIMENSIONI (CM):

M: 53 X 32 X 10/8

L: 53 X 32 X 11,5/8,5

XL: 66 X 32 X 10/8



ART. 920

CUSCINO CLASSIC



Combina il design di un cuscino tradizionale alla funzione di supporto alla testa e alla colonna cervicale.

DIMENSIONI (CM): 53 X 32 X 10

TAGLIA UNICA

ART. 915

CUSCINO EVOLUTION



Permette un posizionamento migliore della colonna cervicale sia quando si dorme supino (posizione centrale) o di lato (posizione laterale).

DIMENSIONI (CM): 53 X 32 X 12/6

TAGLIA UNICA



ART. 905 E ART. 906

COPRIMATERASSO E FODERA IN FIBRA TENCEL



Le fodere e i coprimaterassi sono composti da fibra Tencel (fibra naturale ottenuta dal legno) e da una pellicola di poliuretano molto sottile, impermeabile e traspirante.

La pellicola di poliuretano previene lo sviluppo di batteri e acari della polvere (principale causa di asma, eczemi e riniti).

FODERA CUSCINO

ART. 905 M/L - DIMENSIONI (CM) 62 X 42

ART. 905 XL - DIMENSIONI (CM) 70 X 50

COPRIMATERASSO

ART. 906 M - SINGOLO - DIMENSIONI (CM) 90 X 195

ART. 906 L - UNA P. E MEZZO - DIMENSIONI (CM) 140 X 195

ART. 906 XL - MATRIMONIALE - DIMENSIONI (CM) 160 X 195

COLORI

100%
TENCEL
FIBRA



ART. 921

CUSCINO ORTOPEDICO CON RIVESTIMENTO IN FIBRA DI BAMBU



- La fibra di bambù è 100% naturale, biodegradabile e naturalmente antibatterica
- Il tessuto a maglia ottenuto da questo filato è caratterizzato da un alto potere assorbente e freschezza
- Grazie alle microstrutture del filato di bambù questo tessuto rimane molto soffice e delicato al tatto, conferendone un senso di lusso
- Le proprietà antibatteriche naturali prevengono nocive infestazioni funginee e batteriche, oltre ad assicurare perfetta traspirazione e ventilazione
- L'alto potere assorbente di umidità e di asciugatura veloce, evita la formazione di odori e favorisce un riposo salutare per lungo tempo

TAGLIA M DIMENSIONI (CM): 53 X 32 X 10/8

TAGLIA XL DIMENSIONI (CM): 66 X 32 X 10/8



LINEA SPORTIVA



LINEA REVENGE

LA TUA RIVINCITA SUL TUO INFORTUNIO

La linea di tutori sportivi Revenge nasce dall'unione della grande esperienza da anni sviluppata da PAVIS in campo ortopedico e dalla sua capacità di creare soluzioni innovative utilizzando materiali e tecnologie all'avanguardia.

Ecco perché Revenge è la tua rivincita sul tuo infortunio, dandoti la possibilità di continuare il tuo sport, proteggendoti nel massimo comfort.

Questi tutori funzionali sono stati selezionati e studiati nei particolari perché possano essere indossati **durante l'attività fisica**, favorendo l'azione biomeccanica del movimento e assicurando nel contempo protezione e stabilità, nei casi di:


- Patologie croniche, che causano spesso dolore e sofferenza durante il movimento
- Nella fase di ripresa dell'attività sportiva dopo un trauma, e/o nella fase di riabilitazione post-traumatica
- Semplicemente come prevenzione, per evitare nuovi traumi

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CHE CONTRADDISTINGUONO LA LINEA REVENGE RENDONO QUESTI PRODOTTI PARTICOLARMENTE ADATTI ALL'UTILIZZO SPORTIVO.
DAI MATERIALI UTILIZZATI FINO AI PICCOLI ACCORGIMENTI TECNICI, OGNI SINGOLO PRODOTTO GARANTISCE PROTEZIONE E STABILITÀ:



ADJUSTABLE COMPRESSION

sistema di regolazione della compressione desiderata e facile indossaggio



ULTRA SLIM

tessuto molto sottile per garantire il minimo ingombro




DRY FIT

il tessuto a contatto della pelle rimane asciutto, anche durante l'attività fisica




TESSUTO ANTIBATTERICO

al contatto della pelle, antibatterico, antiallergico e traspirante



100% BREATHABLE

tessuto traspirante



NON SLIPPERY

non scivolano né si spostano durante il movimento dell'articolazione



ART. P01

TUTORE PER IL POLSO



- Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione e come prevenzione durante tutte le attività sportive in cui l'articolazione del polso ha un ruolo dominante (atletica, tennis, golf, squash, motociclismo, ciclismo, pesistica, pallavolo, pallacanestro...).
- Dà sostegno e compressione ed aiuta ad alleviare il dolore, semplice da indossare è facilmente regolabile e adattabile ad ogni misura.

TAGLIA UNICA



ART. BO1

TUTORE PER IL BRACCIO



- Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione e come prevenzione durante tutte le attività sportive che sottopongono a stress eccessivi il tendine dell'epicondilo (atletica, tennis, golf, squash, motociclismo, ciclismo, pesistica...).
- Previene sollecitazioni dirette all'epicondilo alleviandolo da carichi eccessivi; semplice da indossare, è facilmente regolabile ed adattabile ad ogni misura.

TAGLIA UNICA



ART. C01

TUTORE PER LA CAVIGLIA



- Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione, post trauma e prevenzione durante tutte le attività sportive in cui l'articolazione della caviglia ha un ruolo dominante (corsa, calcio, trekking, atletica, tennis...)
- Funge da sostegno passivo per il recupero funzionale dell'articolazione evitando un'eccessiva abduzione e adduzione della caviglia
- La sua azione contenitiva aiuta il riassorbimento dei liquidi post traumi quali distorsioni tendiniti e lussazioni
- È comoda e poco ingombrante all'interno della calzatura. Semplice da indossare e da regolare

TAGLIA UNICA





ART. G01

TUTORE PER IL GINOCCHIO



- Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione e come prevenzione durante tutte le attività sportive che sottopongono a stress eccessivi il tendine sottorotuleo (Corsa, Trekking, Calcio, Atletica, Tennis, Equitazione, Pattinaggio, Sci...)
- Previene solleciti diretti al tendine sotterrotuleo dandogli stabilità e alleviandolo da carichi eccessivi
- Semplice da indossare è facilmente regolabile e adattabile ad ogni misura

TAGLIA	REGULAR	EXTRA
Circonferenza ginocchio (CM)	< 38	> 38



.....

ART. G02

TUTORE PER IL GINOCCHIO CON FORO



- Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione, post trauma e prevenzione durante tutte le attività sportive in cui l'articolazione del ginocchio ha un ruolo dominante ed è sottoposta a stress eccessivi (Corsa, Trekking, Calcio, Atletica, Tennis, Equitazione, Pattinaggio, Sci...)
- Funge da sostegno passivo per il recupero funzionale dell'articolazione e in presenza di patologie rotulee e meniscali (instabilità rotulea, traumi meniscali, sublussazioni)
- La sua azione contenitiva aiuta il riassorbimento dei liquidi
- Semplice da indossare è comoda e confortevole a contatto con la pelle

TAGLIA	S	M	L	XL
Circonferenza coscia (CM)	36 - 40	40 - 44	44 - 48	48 - 52





ART. S02

FASCIA TRAIL PORTA BORRACCIA A "ZERO RIMBALZI" CON SUPPORTO LOMBARE



- La nuova fascia Revenge S02 garantisce il massimo comfort di un supporto lombare e zero rimbalzi della borraccia durante il movimento
- È adatta a tutte le attività all'aria aperta in cui sia necessario e indispensabile portare con se la riserva idrica e alimentare
- È dotata infatti di un porta borraccia universale e adattabile a tutti i contenitori e di due ampie tasche, una esterna (ideale per chiavi e barrette e oggetti più spessi) e l'altra interna adatta per oggetti piatti quali cellulare
- Chiusura con velcro ® comoda e regolabile
- Porta borraccia universale stabilità 100% - zero rimbalzi
- Tasca interna porta cellulare
- Tasca esterna più ampia con gancio di sicurezza per chiavi



TAGLIA	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza fianchi (CM)	65 - 75	75 - 85	85 - 95	95 - 105	105 - 115





MATERIALE DISPONIBILE PER IL PUNTO VENDITA



ATTENZIONE

Le immagini utilizzate sono puramente indicative e il materiale a disposizione può variare in base alla disponibilità e alle politiche promozionali in corso.



PAVIS S.p.A.
Via G. Rossini, 11/B
21020 Buguggiate (VA) - Italy

Tel. +39 0332 45 54 63
Fax +39 0332 45 97 48

www.pavis.it